

## Buňky CCD-18Lu | 305248

## Obecné informace

## Description

Buněčná linie CCD-18Lu je odvozena z normálních plicních fibroblastů dospělého člověka. Tyto buňky byly vytvořeny z plicní tkáně mužského pacienta a běžně se používají jako model pro studium chování normálních lidských plicních fibroblastů. Buněčná linie CCD-18Lu vykazuje typickou morfologii fibroblastů, charakterizovanou vřetenovitými buňkami, které v kultuře rostou adherentně a tvoří monovrstvu.

Vědci využívají buňky CCD-18Lu v různých studiích týkajících se plicní biologie, včetně výzkumu vývoje, reparace a fibrózy plic. Tyto buňky jsou důležité pro pochopení mechanismů, které jsou základem normální funkce plic a reakce plicních fibroblastů na různé podněty z prostředí, jako jsou cytokiny, růstové faktory a složky extracelulární matrix. Kromě toho se buňky CCD-18Lu používají ve studiích zkoumajících účinky různých léčiv a sloučenin na proliferaci, diferenciaci a produkci kolagenu plicních fibroblastů.

Ve výzkumu rakoviny slouží buňky CCD-18Lu jako kontrolní nebo referenční buněčná linie pro srovnání s buněčnými liniemi rakoviny plic, což pomáhá identifikovat specifické molekulární a buněčné změny spojené s progresí rakoviny plic. Tím, že buněčná linie CCD-18Lu poskytuje poznatky o chování normálních plicních fibroblastů, přispívá k vývoji terapeutických strategií pro léčbu plicních onemocnění, včetně fibrózy a rakoviny.

**Organism** Člověk

**Tissue** Plíce

**Synonyms** CCD 18Lu, CCD-18 Lu

## Charakteristika

**Age** 2 měsíce a 17 dní

**Gender** Ženy

**Ethnicity** Afroameričan

**Morphology** Fibroblasty

**Cell type** Fibroblasty

**Growth properties** Adherentní

## Regulační údaje

**Citation** CCD-18Lu (katalogové číslo Cytion 305248)

## Buňky CCD-18Lu | 305248

---

<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_2380

**Biomolekulární data****Zpracování**

<b>Culture Medium</b>	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/l NaHCO <sub>3</sub> , w: EBSS (číslo článku Cytion 820100a)
-----------------------	---

<b>Supplements</b>	Doplňte médium o 10 % FBS a 1 % NEAA
--------------------	--------------------------------------

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstředte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhodte, buňky znovu rozpustte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.
---------------------	--

<b>Split ratio</b>	Doporučuje se poměr 1:2 až 1:6
--------------------	--------------------------------

<b>Freeze medium</b>	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.
----------------------	--

## Buňky CCD-18Lu | 305248

### Thawing and Culturing Cells

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkumavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstřeďte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujte.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

### Incubation Atmosphere

37 °C, 5 %  $\text{CO}_2$ , zvlhčená atmosféra.

### Flask Coating

Žádný

### Freezing Procedure

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

### Shipping Conditions

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

## Buňky CCD-18Lu | 305248

### Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

## Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

### Sterility

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.