

**FBS, fetální hovězí sérum, původ SA, 500 ml | 831109**

Toto sterilně filtrované fetální hovězí sérum (FBS) pocházející z jihoamerických skotů zajišťuje konzistentní výsledky při kultivaci buněk. Před uvolněním na trh je každá šarže testována na sterilitu, přítomnost mykoplazmat a hovězích virů. Kromě toho je každá šarže vyhodnocena z hlediska schopnosti podporovat růst buněk HEK293 a CHO. Sérum je k dispozici v objemech 50 ml a 500 ml a na požádání lze poskytnout certifikát analýzy (CoA) pro konkrétní šarži.

**Specifikace produktu**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhled                          | Čirá jantarově zbarvená kapalina                                                                                                                                                                                                                |
| Skladování a doba použitelnosti | Skladujte při teplotě $\leq -15^{\circ}\text{C}$ .<br>Vyhněte se opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování.<br>Doporučuje se příprava alikvotních částí.<br>Po otevření skladujte při teplotě $4^{\circ}\text{C}$ a spotřebujte do 4–6 týdnů. |
| Podmínky přepravy               | Zmrazené (suchý led)                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmrazování                    | Přes noc při teplotě $+2^{\circ}\text{C}$ až $+8^{\circ}\text{C}$ . Jemně protřepejte, aby se obsah homogenizoval.                                                                                                                              |