

**B95-8 Buňky | 601102****Obecné informace****Description**

Buněčná linie B95-8 je imortalizovaná lymfoblastoidní linie B marmoset odvozená z leukocytů periferní krve marmoset bavlíkových (*Saguinus oedipus*). Tato buněčná linie byla vytvořena infekcí virem Epsteina-Barrové (EBV), což je běžná metoda imortalizace B-buněk. Přítomnost viru EBV je klíčová pro užitečnost linie B95-8 ve výzkumu, zejména pro studie týkající se virové onkologie, interakcí mezi virem a hostitelem a biologie samotného viru EBV.

Buňky B95-8 se často používají jako zdroj viru Epsteina-Barrové ve virologickém výzkumu. Produkují infekční virové částice, což z nich činí neocenitelný nástroj pro množení EBV a pro experimenty vyžadující aktivní virus. Kromě toho tato buněčná linie hrála zásadní roli při vývoji vakcín a terapeutických strategií proti nemocem spojeným s EBV, včetně Burkítova lymfomu a Hodgkinova lymfomu. Buňky jsou rovněž důležité při studiu imunitní odpovědi na EBV, protože je lze použít k modelování transformace B-buněk a k pochopení mechanismů EBV indukované tumorigeneze.

**Organism** Tamarín bavlíkový**Tissue** Krev**Synonyms** B95.8, B 95.8, B 95-8, B-95-8, B958, GM07404, GM07404A, GM07404D**Charakteristika****Gender** Ženy**Morphology** Lymfoblasty**Growth properties** Zavěšení**Regulační údaje****Citation** B95-8 (katalogové číslo Cytion 601102)**Biosafety level** 2**NCBI\_TaxID** 9490**CellosaurusAccession** CVCL\_1953**Biomolekulární data**

**B95-8 Buňky | 601102****Zpracování****Culture Medium**RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO<sub>3</sub> (číslo výrobku Cytion 820700a)**Supplements**

Doplňte médium o 10% FBS

**Subculturing**

Jemně homogenizujte buněčnou suspenzi v baňce pipetováním nahoru a dolů, poté odeberte reprezentativní vzorek pro stanovení buněčné hustoty na ml. Suspenzi zředte čerstvým kultivačním médiem tak, aby koncentrace buněk byla  $1 \times 10^5$  buněk/ml, a upravenou suspenzi rozdělte do nových baňek pro další kultivaci.

**Split ratio**

1:2 až 1:4

**Fluid renewal**

2 až 3krát týdně

**Freeze medium**

Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

**B95-8 Buňky | 601102****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Ověřte si, že lahvička zůstane při dodání hluboce zmrazená, protože buňky se přepravují na suchém ledu, aby se během přepravy udržely optimální teploty.
2. Po obdržení kryovialku buď okamžitě uložte při teplotě nižší než -150 °C, abyste zajistili zachování buněčné integrity, nebo přejděte ke kroku 3, pokud je nutná okamžitá kultivace.
3. Pro okamžitou kultivaci rychle rozmrazte lahvičku ponořením do vodní lázně o teplotě 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálním prostředkem a jemně ji míchejte po dobu 40-60 sekund, dokud nezůstane malý ledový chuchvalec.
4. Všechny další kroky provádějte za sterilních podmínek v průtokové digestoři a před otevřením kryovialku dezinfikujte 70% ethanolem.
5. Opatrně otevřete dezinfikovanou lahvičku a přeneste buněčnou suspenzi do 15 ml centrifugační zkumavky obsahující 8 ml kultivačního média o pokojové teplotě a jemně promíchejte.
6. Směs odstřeďte při 300 x g po dobu 3 minut, aby se buňky oddělily, a supernatant obsahující zbytky mrazicího média opatrně zlikvidujte.
7. Pelety buněk jemně resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačního média. U adherentních buněk rozdělte suspenzi mezi dvě kultivační baňky T25; u suspenzních kultur přeneste veškeré médium do jedné baňky T25, abyste podpořili účinnou interakci a růst buněk.
8. Dodržujte zavedené subkultivační protokoly pro kontinuální růst a udržování buněčné linie, čímž zajistíte spolehlivé výsledky experimentů.

**Incubation  
Atmosphere**

37 °C, 5 %  $\text{CO}_2$ , zvlhčená atmosféra.

**Flask Coating**

Žádný

**Freezing  
Procedure**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

**Shipping  
Conditions**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

## B95-8 Buňky | 601102

### Storage Conditions

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

## Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

### Sterility

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy.

Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.