

SK-N-DZ sejtek | 305628

Általános információk

Description

Az SK-N-DZ sejtvonal egy humán neuroblasztóma-modell, amelyet egy neuroblasztómában szenvedő gyermek áttétes csontvelőjéből állítottak elő. Az SK-N-sorozatú neuroblasztóma sejtvonalak közé tartozik, és a neurális gerincből származó tumorsejtek jellemzőit mutatja. Ezek a sejtek tapadó jellegűek tenyészetben, és kis arányban tartalmaznak side population (SP) sejteket, ami egy rákos őssejtszerű alpopulációra utal, amelynek magas a gyógyszerkiürítési képessége.

Az SK-N-DZ sejteket széles körben használják a kutatásban a genetikai és epigenetikai változások szerepének megértése érdekében a neuroblastómában. Kimutatták, hogy a sejtvonal MYCN-amplifikációt és ALK-génmutációkat hordoz, amelyek mindegyike szerepet játszik a magas kockázatú neuroblastómák agresszív fenotípusában és kedvezőtlen prognózisában. Ezenkívül az SK-N-DZ-t olyan hatóanyagokra adott terápiás válaszok értékelésére is használták, mint a retinoidok és az E-vitamin-származékok. Tanulmányok kimutatták, hogy az SK-N-DZ egyedülállóan érzékeny a 13-cis-retinsavra, és más neuroblasztóma-sejtvonalaktól eltérően alacsony koncentrációknál is jelentős sejtlýsist mutat.

Az SK-N-DZ-t a neuroblasztóma differenciálódását és őssejtszerűségét vizsgáló kísérletekben is alkalmazták. A sejtvonal azon képessége, hogy bizonyos kezelési körülmények között neuritnyúlványokat képezzen, kiemeli annak potenciálját a tumor differenciálódásának és a sejtek plaszticitásának vizsgálatában. Ezek a tulajdonságok, jól jellemzett genetikai hátterével kombinálva, az SK-N-DZ-t értékes modellté teszik a terápiás stratégiák fejlesztése és a neuroblasztóma molekuláris alapjainak megértése szempontjából.

Organism

Emberi

Tissue

Agy

Disease

Neuroblasztóma

Metastatic site

Csontvelő

Applications

Daganatkutatások. MRD-1 rezisztenciavizsgálatok. Rendkívül érzékeny a cis-retinsavra; 3D sejtkultúra, immunológia, idegtudomány

Synonyms

SKNDZ

Jellemzők

Age

2 év

Gender

Női

Ethnicity

Kaukázusi és észak-amerikai őslakosok

SK-N-DZ sejtek | 305628

Morphology Epithelialis**Cell type** Neuronális**Growth properties** Adherent

Szabályozási adatok

Citation SK-N-DZ (Cytion katalógusszám: 305628)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_1701

Biomolekuláris adatok

Mutational profile Mutáció: TP53, egyszerű, p.Arg110Leu (c.329G>T), homozigóta

A kezelése

Culture Medium DMEM, w: 4,5 g/L glükóz, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM nátrium-piruvát (Cytion cikkszám 820300a)**Supplements** A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel**Dissociation Reagent** Accutase**Seeding density** $0,3 \times 10^6$ sejt/ml**Fluid renewal** hetente 2-3 alkalommal**Freeze medium** Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kioltás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

SK-N-DZ sejtek | 305628**Thawing and
Culturing Cells**

1. Ellenőrizze, hogy az injekciós üveg a szállításkor mélyhűtött marad-e, mivel a sejteket szárazjégen szállítják, hogy a szállítás során az optimális hőmérsékletet fenntartsák.
2. Átvételt követően vagy azonnal tárolja a krioampullát -150°C alatti hőmérsékleten a sejtek integritásának megőrzése érdekében, vagy folytassa a 3. lépéssel, ha azonnali tenyésztésre van szükség.
3. Azonnali tenyésztés esetén gyorsan fel kell olvasztani az injekciós üveget úgy, hogy tiszta vízzel és antimikrobiális szerrel ellátott 37°C -os vízfürdőbe merítjük, és 40-60 másodpercig óvatosan kevergetjük, amíg egy kis jégcsomó nem marad.
4. Az összes további lépést steril körülmények között, áramlásos elszívóban végezzük el, és nyitás előtt fertőtlenítsük a krioüklét 70%-os etanollal.
5. Óvatosan nyissa fel a fertőtlenített fiolát, és a sejtuszpenziót óvatosan összekeverve helyezze át egy 15 ml-es centrifugacsőbe, amely 8 ml szobahőmérsékletű táptalajt tartalmaz.
6. Centrifugáljuk az elegyet $300 \times g$ -n 3 percig a sejtek szétválasztásához, és óvatosan dobjuk el a maradék fagyasztóközeget tartalmazó felülúszót.
7. Óvatosan szuszpendáljuk újra a sejt pelletet 10 ml friss táptalajban. Adhezív sejtek esetében ossza a szuszpenziót két T25-ös tenyésztőlombik között; szuszpenziós kultúrák esetében az összes tápfolyadékot tegye át egy T25-ös lombikba a hatékony sejtkölcsönhatás és növekedés elősegítése érdekében.
8. A sejt vonal folyamatos növekedése és fenntartása érdekében tartsa be a megállapított szubkultúra protokollokat, biztosítva a megbízható kísérleti eredményeket.

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , párasított légkör.

**Shipping
Conditions**

A kriokonzervált sejt vonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78°C -on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

**Storage
Conditions**

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150°C és -196°C közötti hőmérsékleten. A -80°C -on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Minőségellenőrzés és molekuláris elemzés

SK-N-DZ sejtek | 305628

Sterility

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják.

A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejt kultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.