

## MDA-MB-415 šūnas | 305129

## Vispārīga informācija

## Description

MDA-MB-415 šūnu līnija ir iegūta no metastātisku krūts adenokarcinomu saslimušas pieaugušas pacientes metastāzes vietas. Šīm šūnām ir epitēlija raksturs, un tām piemīt piena dziedzera epitēlija šūnām raksturīgās īpašības. Tās ir pazīstamas ar to lietderību, pētīt krūts vēža molekulāros un šūnu mehānismus, tostarp hormonu receptoru aktivitāti un gēnu ekspresijas profilus. MDA-MB-415 šūnu līnija ir estrogēnu receptoru pozitīva (ER+) un HER2 negatīva, tāpēc tā ir īpaši vērtīga pētījumiem, kas vērsti uz hormonu jutīgu krūts vēzi. Pētnieki izmanto šīs šūnas, lai izpētītu estrogēnu signālu lomu krūts vēža progresēšanā un novērtētu pretestrogēnu terapijas efektivitāti.

Attiecībā uz augšanas īpašībām MDA-MB-415 šūnas aug kā adherenti monoslāņi, un optimālas augšanas un dzīvotspējas uzturēšanai tām nepieciešama barotne, kas bagāta ar barības vielām. Šīm šūnām piemīt mērens dubultošanās laiks, tāpēc tās ir piemērotas dažādiem in vitro testiem, tostarp proliferācijas, apoptozes un jutības pret zālēm pētījumiem. MDA-MB-415 šūnu ģenētiskais profils ir plaši raksturots, atklājot galvenās mutācijas un gēnu ekspresijas modeļus, kas ir svarīgi krūts vēža bioloģijā. Šī šūnu līnija kalpo kā izšķirošs modelis, lai izprastu sarežģīto mijiedarbību starp vēža šūnām un to mikrovidi, palīdzot izstrādāt jaunas terapeitiskās stratēģijas.

## Organism

Cilvēks

## Tissue

Krūts dziedzeris, krūts

## Disease

Adenokarcinoma

## Metastatic site

Pleiras izsvīdums

## Synonyms

MDA-MB415, MDAMB415, MDA-415, MDA415, MD Anderson-Metastātiska krūts-415

## Raksturojums

## Age

38 gadi

## Gender

Sievietes

## Ethnicity

Eiropas

## Morphology

Epitēlija

## Growth properties

Adherent

## Normatīvie dati

## MDA-MB-415 šūnas | 305129

<b>Citation</b>	MDA-MB-415 (Cytion kataloga numurs 305129)
-----------------	--

<b>Biosafety level</b>	1
------------------------	---

<b>NCBI_TaxID</b>	9606
-------------------	------

<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_0621
-----------------------------	-----------

## Biomolekulārie dati

<b>Protein expression</b>	Amelogenīns (x hromosoma) (Amelex)
---------------------------	------------------------------------

<b>Antigen expression</b>	O asins tips
---------------------------	--------------

<b>Tumorigenic</b>	Nē
--------------------	----

## Darbs ar

<b>Culture Medium</b>	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/l glikozes, w: 2,5 mM L-glutamīna, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM nātrija piruvāta, w: 1,2 g/l NaHCO <sub>3</sub> (Cytion izstrādājuma numurs 820400a)
-----------------------	--

<b>Supplements</b>	Papildināt barotni ar 10% FBS
--------------------	-------------------------------

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	Noņemt veco barotni no pielipušajām šūnām un mazgāt tās ar PBS, kurā nav kalcija un magnija. T25 kolbām izmantojiet 3-5 ml PBS, bet T75 kolbām - 5-10 ml. Pēc tam pilnībā pārklājiet šūnas ar Accutase, izmantojot 1-2 ml T25 kolbām un 2,5 ml T75 kolbām. Ļaujiet šūnām inkubēties istabas temperatūrā 8-10 minūtes, lai tās atdalītos. Pēc inkubācijas uzmanīgi samaisiet šūnas ar 10 ml barotnes, lai tās atkārtoti suspendētu, pēc tam centrifugējiet 3 minūtes ar 300xg. Izmetiet supernatantu, atkārtoti suspendējiet šūnas svaigā barotnē un pārvietojiet tās jaunās kolbās, kurās jau ir svaiga barotne.
---------------------	--

<b>Fluid renewal</b>	2 līdz 3 reizes nedēļā
----------------------	------------------------

<b>Freeze medium</b>	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanas un samazinātu krioinducēto stresu.
----------------------	---

**MDA-MB-415 šūnas | 305129****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Pārliecinieties, ka pēc piegādes flakons paliek dziļi sasaldēts, jo šūnas tiek sūtītas uz sausā ledus, lai pārvadāšanas laikā saglabātu optimālu temperatūru.
2. Pēc saņemšanas vai nu nekavējoties uzglabāt kriovialu temperatūrā, kas zemāka par -150 °C, lai nodrošinātu šūnu integritātes saglabāšanu, vai arī turpināt 3. posmu, ja nepieciešama tūlītēja kultivēšana.
3. Tūlītējas kultivēšanas gadījumā ātri atkausējiet flakonu, iegremdējot to 37°C ūdens vannā ar tīru ūdeni un antibakteriālu līdzekli, viegli maisot 40-60 sekundes, līdz paliek neliels ledus gabaliņš.
4. Visas turpmākās darbības veiciet sterilos apstākļos plūsmas nosūcējā, pirms atvēršanas dezinficējot kriovialu ar 70% etanolu.
5. Uzmanīgi atveriet dezinficēto flakonu un pārnesiet šūnu suspensiju 15 ml centrifūgas mēģenē, kurā ir 8 ml istabas temperatūras barotnes, uzmanīgi samaisot.
6. Centrifugējiet maisījumu ar 300 x g 3 minūtes, lai atdalītu šūnas, un uzmanīgi izmetiet virskārtu, kas satur saldēšanas barotnes atlikumus.
7. Viegli resuspendēt šūnu granulas 10 ml svaigas barotnes. Adhēzijas šūnu gadījumā suspensiju sadalīt divās T25 kolbās; suspensijas kultūrām visu barotni pārnest vienā T25 kolbā, lai veicinātu efektīvu šūnu mijiedarbību un augšanu.
8. Ievērojiet noteiktos subkultūru protokolus, lai nodrošinātu nepārtrauktu šūnu līnijas augšanu un uzturēšanu, tādējādi nodrošinot uzticamus eksperimentu rezultātus.

**Incubation  
Atmosphere**

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , mitrināta atmosfēra.

**Flask Coating**

Neviens

**Freezing  
Procedure**

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidrums daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

## MDA-MB-415 šūnas | 305129

### Shipping Conditions

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidrums daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

### Storage Conditions

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpekļī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

## Kvalitātes kontrole / Ģenētiskais profils / HLA

### Sterility

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.

Lai pārlicinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.