

**FBS, ser fetal bovin, de origine SA, 50 ml | 831110**

Provenind din surse bovine din America de Sud, acest ser fetal bovin (FBS) filtrat steril asigură performanțe constante în culturile celulare. Înainte de punerea pe piață, fiecare lot este testat pentru a se verifica sterilizarea, prezența micoplasmelor și a virusurilor bovine. În plus, fiecare lot este evaluat pentru a se verifica capacitatea sa de a susține creșterea celulelor HEK293 și CHO. Serul este disponibil în volume de 50 ml și 500 ml, iar la cerere se poate furniza un certificat de analiză (CoA) specific lotului.

**Specificații ale produsului**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                               | Lichid limpede, de culoare chihlimbar                                                                                                                                                                                                |
| Depozitare și termen de valabilitate | A se păstra la $\leq -15^{\circ}\text{C}$ .<br>A se evita ciclurile repetate de îngheț-dezgheț. Se recomandă prepararea de alicote.<br>Odată deschis, a se păstra la $4^{\circ}\text{C}$ și a se utiliza în termen de 4-6 săptămâni. |
| Condiții de transport                | Congelat (gheață carbonică)                                                                                                                                                                                                          |
| Decongelare                          | Peste noapte, la o temperatură cuprinsă între $+2^{\circ}\text{C}$ și $+8^{\circ}\text{C}$ .<br>Agitați ușor pentru a omogeniza.                                                                                                     |