

Celule LX-2 | 305039

Informații generale

Description

LX-2 este o linie de celule stellate hepatice umane care a devenit un model standard pentru studiul fibrozei hepatice. Această linie celulară a fost immortalizată din celule stellate hepatice umane primare, păstrând multe dintre caracteristicile in vivo necesare pentru studiul activării celulelor stellate, interacțiunii cu alte tipuri de celule hepatice și răspunsului la semnalele inflamatorii. Celulele LX-2 se remarcă în special prin utilitatea lor în cercetarea axată pe patogeneză fibrozei hepatice și pe evaluarea medicamentelor anti-fibrotice. Acestea exprimă o varietate de markeri relevanți pentru funcția celulelor stellate și fibrogeneză, inclusiv alfa-actină musculară netedă (α -SMA), proteină acidă fibrilară glială (GFAP) și colagen de tip I.

Linia celulară oferă un model avantajos datorită fenotipului său stabil și receptivității la citokine și factori de creștere implicați în mod obișnuit în procesele bolilor hepatice. Celulele LX-2 sunt utilizate pentru a examina mecanismele celulare și moleculare care stau la baza fibrozei hepatice, inclusiv rolul celulelor stellate în depunerea matricei extracelulare și modularea acestor procese de către agenții terapeutici. Aceste celule oferă un mediu in vitro reproductibil și controlat care permite efectuarea de screeninguri de mare capacitate și de studii mecaniciste, ceea ce le face valoroase atât pentru cercetarea fundamentală, cât și pentru dezvoltarea de produse farmaceutice care vizează bolile hepatice.

Organism Om

Tissue Ficat

Synonyms Lieming xu-2

Caracteristici

Age Vârsta nespecificată

Gender Masculin

Morphology Epitelial

Cell type Celule stellate hepatice

Growth properties Aderent

Date de reglementare

Citation Lx-2 (număr de catalog Cytion 305039)

Biosafety level 1

Celule LX-2 | 305039

NCBI_TaxID 9606**CellosaurusAccession** CVCL_5792**Date biomoleculare****Manipulare****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L glucoză, w: 4 mM L-glutamină, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM piruvat de sodiu (număr articol Cytion 820300a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 2% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Fluid renewal** de 2 până la 3 ori pe săptămână**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule LX-2 | 305039

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5%_{CO2}, atmosferă umidificată.

Flask Coating

Niciuna

**Freezing
Procedure**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

**Shipping
Conditions**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule LX-2 | 305039

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.