

**Celule HK-CRISPR-Tpr-mEGFP | 300662****Informații generale****Description**

Linia celulară HK-CRISPR-Tpr-mEGFP este un model specializat dezvoltat pentru cercetarea genetică avansată, în special în editarea genomului și studiile privind expresia genică. Derivată din celulele HeLa Kyoto, aceasta integrează tehnologia CRISPR/Cas9 pentru modificări genomice precise. Încorporarea genei reporter mEGFP (monomeric Enhanced Green Fluorescent Protein) facilitează vizualizarea și urmărirea în timp real a proceselor celulare, făcând din aceasta un instrument robust pentru studierea funcției genelor, localizarea proteinelor și evenimentele celulare dinamice în celule vii.

Această linie celulară este deosebit de utilă pentru cercetarea nefrologică, descoperirea de medicamente și studiile toxicologice. Expresia genei Tpr, o componentă a complexului porului nuclear, ajută la înțelegerea mecanismelor de transport nuclear și a compartimentării celulare. Cercetătorii utilizează celulele HK-CRISPR-Tpr-mEGFP pentru a explora rolurile proteinelor porului nuclear în diferite căi celulare, contribuind la cunoașterea cancerului, infecțiilor virale și tulburărilor genetice.

**Organism**

Om

**Tissue**

Endocervix

**Disease**

Adenocarcinom

**Caracteristici****Age**

30 de ani

**Gender**

Femei

**Ethnicity**

African american

**Morphology**

Celule de tip epitelial cu formă de piatră mozaicată

**Growth properties**

Aderent

**Date de reglementare****Citation**

HK-CRISPR-Tpr-mEGFP (număr de catalog Cytion 300662)

**Biosafety level**

1

**NCBI\_TaxID**

9606

**Celule HK-CRISPR-Tpr-mEGFP | 300662****Depositor** Laboratorul Ellenberg (EMBL)**GMO Status** GMO-S1: Această linie HeLa Kyoto conține un Tpr marcat cu mEGFP generat prin CRISPR, permițând studii ale arhitecturii coșului nuclear. Această clasificare se aplică numai în Germania și poate diferi în alte părți.**Date biomoleculare****Protein expression** Tpr, mEGFP-tag**Manipulare****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L glucoză, w: 4 mM L-glutamină, w: 3,7 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w: 1,0 mM piruvat de sodiu (număr articol Cytion 820300a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

**Celule HK-CRISPR-Tpr-mEGFP | 300662****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

**Incubation  
Atmosphere**

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosferă umidificată.

**Flask Coating**

Niciuna

**Freezing  
Procedure**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

**Shipping  
Conditions**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

## Celule HK-CRISPR-Tpr-mEGFP | 300662

### Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

## Controlul calității / Profil genetic / HLA

### Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.