

Bunky HARA-B | 300465**Všeobecné informácie****Description**

Bunková línia HARA-B je odvodená od ľudského skvamocelulárneho karcinómu pľúc, konkrétne vytvoreného z metastatického kostného tkaniva na myšom modeli. Táto bunková línia vznikla sekundárnym vývojom z pôvodnej bunkovej línie HARA a je charakteristická vysokou expresiou proteínu súvisiaceho s parathormónom (PTHrP), ktorý zohráva významnú úlohu pri rozsiahlom metastázovaní do kostí pozorovanom u týchto buniek. Línia HARA-B bola nápomocná pri štúdiu mechanizmov kostných metastáz spojených s rakovinou pľúc.

Vedecké štúdie zahŕňajúce líniu HARA-B sa často zameriavajú na jej užitočnosť pri modelovaní hyperkalcémie, bežného paraneoplastického syndrómu spojeného s niektorými druhmi rakoviny vrátane rakoviny pľúc. Hyperkalcémia v tomto modeli je vyvolaná podkožnou transplantáciou buniek, čo poskytuje cenný nástroj na pochopenie interakcií medzi rakovinovými bunkami a kostnými bunkami, ako aj ciest, ktoré vedú k degradácii kostí a uvoľňovaniu vápnika. Táto bunková línia pomáha výskumníkom skúmať potenciálne terapeutické stratégie na zmiernenie kostných metastáz a súvisiacich komplikácií u pacientov s rakovinou pľúc.

Organism Ľudské**Tissue** Pľúca**Disease** Spinocelulárny karcinóm pľúc**Metastatic site** Pleurálny výpotok**Synonyms** HARAB**Charakteristika****Age** 57 rokov**Gender** Muži**Ethnicity** Japonský**Growth properties** Adherent**Regulačné údaje****Citation** HARA-B (katalógové číslo Cytion 300465)**NCBI_TaxID** 9606

Bunky HARA-B | 300465**CellosaurusAccession** CVCL_2915**Biomolekulárne údaje****Protein expression** Produkuje vysokú hladinu peptidu súvisiaceho s parathormónom (PTHrP).**Spracovanie****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (číslo výrobu Cytion 820700a)**Supplements** Doplňte médium o 10 % FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstredujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.**Freeze medium** Ako kryokonzervačné médium používame kompletne rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie regenerácie a zníženie stresu spôsobeného kryom.

Bunky HARA-B | 300465**Thawing and
Culturing Cells**

1. Overte si, že injekčná liekovka zostane pri doručení hlboko zmrazená, pretože bunky sa prepravujú na suchom ľade, aby sa počas prepravy udržala optimálna teplota.
2. Po prijatí buď okamžite uskladnite kryovialku pri teplote nižšej ako -150 °C, aby ste zabezpečili zachovanie bunkovej integrity, alebo prejdite na krok 3, ak je potrebná okamžitá kultivácia.
3. V prípade okamžitej kultivácie injekčnú liekovku rýchlo rozmrazte ponorením do vodného kúpeľa s teplotou 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálnym prostriedkom, pričom ju jemne miešajte 40 - 60 sekúnd, kým nezostane malý ľadový chumáč.
4. Všetky ďalšie kroky vykonajte v sterilných podmienkach v prietokovom digestore a pred otvorením kryovialku dezinfikujte 70 % etanolom.
5. Opatrne otvorte dezinfikovanú fľaštičku a preneste bunkovú suspenziu do 15 ml centrifugačnej skúmavky obsahujúcej 8 ml kultivačného média s izbovou teplotou a jemne premiešajte.
6. Zmes odstreďujte pri 300 x g počas 3 minút, aby sa bunky oddelili, a opatrne zlikvidujte supernatant obsahujúci zvyšky zmrazovacieho média.
7. Pelet buniek jemne resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačného média. V prípade adherentných buniek rozdeľte suspenziu medzi dve kultivačné banky T25; v prípade suspenzných kultúr preneste všetko médium do jednej banky T25, aby ste podporili účinnú interakciu a rast buniek.
8. Dodržiavajte zavedené subkultivačné protokoly na nepretržitý rast a udržiavanie bunkovej línie, čím sa zabezpečia spoľahlivé výsledky experimentov.

**Incubation
Atmosphere**

37 °C, 5 % CO_2 , zvlhčená atmosféra.

Flask Coating

Žiadne

**Freezing
Procedure**

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

**Shipping
Conditions**

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Bunky HARA-B | 300465

Storage Conditions

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

Sterility

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplazmiem založených na luminiscencii.

Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.