

## Celice CHO-TACD2 | 305415

## Splošne informacije

## Description

**Opozorilo: Cene, prikazane za celične linije, veljajo izključno za akademske/neprofitne stranke. Za komercialne subjekte znaša cena približno 6.250 €. Če zastopate komercialni subjekt ali niste prepričani, katera kategorija velja za vas, se [obrnite na nas](#).**

Celična linija CHO-TACD2 je stabilna rekombinantna celična linija CHO (jajčniki kitajskega hrčka), ki je bila genetsko spremenjena za izražanje receptorja TACD2 na srednje visoki ravni, približno 12.600 molekul na celico. Ta celična linija je bila razvita z uporabo inovativne tehnologije »landing pad«, ki zagotavlja natančno in ponovljivo integracijo gena TACD2 na specifičnem, vnaprej validiranem genomskem lokusu. TACD2, znan tudi kot TROP2 ali GA733-1, je s tumorjem povezan prenašalec kalcijevega signala. Igra ključno vlogo pri intracelularnem kalcijevem signaliziranju, ki je bistveno za različne celične procese, vključno z rastjo, delitvijo in diferenciacijo. Prekomerna ekspresija TACD2 je bila opazovana pri različnih karcinomih, kot so kolorektalni, želodčni in pankreatični rak, kar ga naredi potencialni cilj za konjugate protiteles-zdravil in imunoterapijo.

Ekspresija TACD2 (TROP2) v tej celični liniji je bila potrjena s pretočno citometrijo.

## Organism

Kitajski hrček

## Tissue

Jajčnik

## Disease

Jajčniki kitajskega hrčka, ne-neoplastični; gensko spremenjeni za površinsko izražanje TACD2/TROP2 (GA733-1) na srednje visoki ravni

## Applications

Presejanje protiteles; razvoj ADC; razvoj terapije, usmerjene v TROP2; raziskave raka debelega črevesa, želodca in trebušne slinavke; pretočna citometrija

## Značilnosti

## Age

Odrasli

## Gender

Ženske

## Morphology

Epitelijam podobni

## Cell type

Epitelijske celice

## Growth properties

Pritrjevanje/suspenzija

## Regulativni podatki

## Celice CHO-TACD2 | 305415

<b>Citation</b>	CHO-TACD2 (katalogška številka Cytion 305415)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	10029
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_A8X3
<b>GMO Status</b>	GSO-S1: Ta celična linija CHO vsebuje kaseto za izražanje TACD2, ki podpira analize delovanja receptorjev. Ta razvrstitev velja samo v Nemčiji in se lahko drugje razlikuje.

## Biomolekularni podatki

<b>Receptors expressed</b>	TACD2 (TROP2 ali GA733-1)
----------------------------	---------------------------

## Ravnanje s spletno stranjo

<b>Culture Medium</b>	<p>Za adherentne kulture: DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukoze, w: 2,5 mM L-glutamina, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natrijevega piruvata, w: 1,2 g/L NaHCO<sub>3</sub> (številka izdelka Cytion 820400a)</p> <p>Za suspenzijske kulture: CHO Growth Medium A (od podjetja InSCREENeX; katalogška številka podjetja InSCREENeX: INS-ME-1039)</p>
<b>Supplements</b>	Za adherentne kulture: V primeru adhezivne kulture: gojišče dopolnite s 5 % FBS. Dodajte genecin (G418-Sulfat), da dosežete končno koncentracijo 0,5 mg/ml.
<b>Dissociation Reagent</b>	Za adherentne kulture: Trypsin-EDTA
<b>Doubling time</b>	približno 14–16 ur
<b>Subculturing</b>	Za rutinsko gojenje adherentnih celic: Iz adherentnih celic odesajte staro gojišče in jih sperite s PBS, da odstranite preostalo gojišče. Po odsesanju PBS dodajte ustrezno količino raztopine tripsina/EDTA glede na velikost posode za gojenje (npr. 1 ml za bučko T25, 3 ml za bučko T75) in inkubirajte pri sobni temperaturi ali 37 °C 5 do 10 minut ali dokler se celice ne ločijo. Odlepitev spremljajte pod mikroskopom in po potrebi nežno potrkajte posodo, da se celice sprostijo. Ko se celice ločijo, dodajte popolno gojišče, da inaktivirate tripsin/EDTA, nežno ponovno suspendirajte celice in prenesite alikvot celične suspenzije v novo posodo za gojenje s svežim gojiščem. Posodo postavite v inkubator, nastavljen na 37 °C s 5 % CO <sub>2</sub> , in gojišče zamenjajte vsake 2 do 3 dni.
<b>Split ratio</b>	1 do 5

## Celice CHO-TACD2 | 305415

**Seeding density** 2 do  $5 \times 10^4$  celic/cm<sup>2</sup>

**Fluid renewal** 2 do 3-krat na teden

### Post-Thaw Recovery

Po odmrznitvi celice razdelite v razmerju 1:2 do 1:3 v bučke T25 in pustite, da si celice opomorejo od postopka zamrzovanja in da se zlepijo (za lepljive kulture) vsaj 24 ur.

### Freeze medium

Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročene s kriom.

### Thawing and Culturing Cells

1. Prepričajte se, da je viala ob dostavi globoko zamrznjena, saj se celice pošiljajo na suhem ledu, da se med prevozom ohranijo optimalne temperature.
2. Po prejemu kriovial takoj shranite pri temperaturi pod -150 °C, da zagotovite ohranitev celične celovitosti, ali pa nadaljujte s korakom 3, če je potrebno takojšnje gojenje.
3. Za takojšnje gojenje vialo hitro odtalite tako, da jo potopite v vodno kopel s čisto vodo in protimikrobnim sredstvom pri 37 °C ter 40-60 sekund nežno mešate, dokler ne ostane majhen ledeni kepica.
4. Vse nadaljnje korake izvajajte v sterilnih pogojih v pretočni nape, pred odprtjem pa kriovial razkužite s 70 % etanolom.
5. Previdno odprite razkuženo vialo in celično suspenzijo prenesite v 15-mililitrsko centrifugirno epruveto, ki vsebuje 8 ml gojišča sobne temperature, ter nežno premešajte.
6. Mešanico centrifugirajte pri 300 x g 3 minute, da ločite celice, in previdno zavržite supernatant, ki vsebuje ostanke zamrzovalnega gojišča.
7. Pelet celic nežno ponovno suspendirajte v 10 ml svežega gojišča. Pri adherentnih celicah suspenzijo razdelite med dve bučki T25; pri suspenzijskih kulturah prenesite vse gojišče v eno bučko T25, da spodbudite učinkovito interakcijo in rast celic.
8. Upoštevajte uveljavljene protokole subkultur za nadaljnjo rast in vzdrževanje celične linije ter tako zagotovite zanesljive rezultate poskusov.

## Celice CHO-TACD2 | 305415

**Incubation Atmosphere** 37 °C, 5 %<sub>CO2</sub>, vlažno ozračje.

**Flask Coating** Nič

**Freezing Procedure** Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

**Shipping Conditions** Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

**Storage Conditions** Za dolgotrajno shranjevanje vialo postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

## Nadzor kakovosti / Genetski profil / HLA

**Sterility** Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.

Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.