

Celice B16 | 305154

Splošne informacije

Description

Celična linija B16 je pogosto uporabljen mišji model, pridobljen iz tumorjev melanoma pri miših C57BL/6. Ta linija se pogosto uporablja v raziskavah zaradi sposobnosti tvorjenja melanotskih tumorjev, ki so po značilnostih rasti in možnosti metastaziranja zelo podobni človeškemu melanomu. Celična linija obstaja v različnih podtipih, kot so B16-F0, B16-F1 in B16-F10, pri čemer ima vsak podtip različno stopnjo metastatske sposobnosti; na primer B16-F10 je v primerjavi z B16-F0 zelo metastatska. Te razlike omogočajo raziskovalcem, da izberejo ustrezen model glede na posebne zahteve njihovih študij v zvezi z agresivnostjo tumorjev in metastaziranjem.

Celice B16 so pomembne za razumevanje molekularnih in celičnih mehanizmov napredovanja melanoma in testiranje protirakavih terapij. Zaradi svoje sposobnosti proizvodnje melanina so še posebej uporabne za študije melanogeneze in njenega uravnavanja. Poleg tega je celična linija B16 bistveno orodje za razvoj cepiv in poskuse imunoterapije, saj omogoča vpogled v interakcije med tumorjem in imunskim sistemom ter učinkovitost imunomodulatorjev. Prilagodljivost teh celic različnim okoljem in vivo in in vitro poudarja njihov pomen v translacijskih in predkliničnih raziskavah, namenjenih zdravljenju in preprečevanju melanoma.

Organism Miška

Tissue Koža

Disease Mišji melanom

Synonyms B-16, melanom B16, podlinija B16 B78, B78

Značilnosti

Breed/Subspecies C57BL/6

Gender Moški

Morphology Mešanica vretenastih in epitelijam podobnih celic

Growth properties Pripadajoče

Regulativni podatki

Citation B16 (kataloška številka Cytion 305154)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 10090

Celice B16 | 305154

CellosaurusAccession CVCL_F936

Biomolekularni podatki

Tumorigenic Da**Products** Melanin

Ravnanje s spletno stranjo

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO₃, w: EBSS (številka izdelka Cytion 820100a)**Supplements** Gojišče dopolnite z 10 % FBS in 1 % NEAA**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavržite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.**Fluid renewal** 2 do 3-krat na teden**Freeze medium** Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročene s kriom.

Celice B16 | 305154

Thawing and Culturing Cells

1. Prepričajte se, da je viala ob dostavi globoko zamrznjena, saj se celice pošiljajo na suhem ledu, da se med prevozom ohranijo optimalne temperature.
2. Po prejemu krioviala takoj shranite pri temperaturi pod $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, da zagotovite ohranitev celične celovitosti, ali pa nadaljujte s korakom 3, če je potrebno takojšnje gojenje.
3. Za takojšnje gojenje vialo hitro odtalite tako, da jo potopite v vodno kopel s čisto vodo in protimikrobnim sredstvom pri $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ ter 40-60 sekund nežno mešate, dokler ne ostane majhen ledeni kepica.
4. Vse nadaljnje korake izvajajte v sterilnih pogojih v pretočni nape, pred odprtjem pa krioviala razkužite s 70 % etanolom.
5. Previdno odprite razkuženo vialo in celično suspenzijo prenesite v 15-mililitrsko centrifugirno epruveto, ki vsebuje 8 ml gojišča sobne temperature, ter nežno premešajte.
6. Mešanico centrifugirajte pri $300 \times g$ 3 minute, da ločite celice, in previdno zavržite supernatant, ki vsebuje ostanke zamrzovalnega gojišča.
7. Pelet celic nežno ponovno suspendirajte v 10 ml svežega gojišča. Pri adherentnih celicah suspenzijo razdelite med dve bučki T25; pri suspenzijskih kulturah prenesite vse gojišče v eno bučko T25, da spodbudite učinkovito interakcijo in rast celic.
8. Upoštevajte uveljavljene protokole subkultur za nadaljnjo rast in vzdrževanje celične linije ter tako zagotovite zanesljive rezultate poskusov.

Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5 % CO_2 , vlažno ozračje.

Flask Coating

Nič

Freezing Procedure

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

Shipping Conditions

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

Celice B16 | 305154

Storage Conditions

Za dolgotrajno shranjevanje vial postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Nadzor kakovosti / Genetski profil / HLA

Sterility

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.

Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.