

Celice HCC78 | 302156

Splošne informacije

Description

HCC78 je celična linija, pridobljena iz primarnega tumorja pljučnega adenokarcinoma, zlasti podtipa, znanega kot mucinozni bronhioloalveolarni karcinom. Ta celična linija je bila pridobljena iz odraslega moškega bolnika. Celice HCC78 so še posebej znane po tem, da imajo edinstveno kromosomsko preureditev, ki vključuje gena ROS1 in SLC34A2, zaradi česar nastane fuzijski protein SLC34A2-ROS1. Ta fuzijski protein je bil vpleten v onkogene signalne poti, zato je HCC78 dragocen model za preučevanje molekularnih mehanizmov pljučnega raka, pozitivnega na fuzijski protein ROS1, in za preizkušanje ciljanih terapij proti ROS1.

V raziskovalnem kontekstu se HCC78 pogosto uporablja za raziskovanje učinkovitosti in mehanizma delovanja zaviralcev ROS1. Te študije so pokazale uporabnost celične linije za predklinične ocene občutljivosti na zdravila, mehanizmov odpornosti in celičnih poti, na katere vpliva delovanje ROS1. Celična linija raste adherentno in ima epiteljsko morfologijo, ki je značilna za bronhioloalveolarne tumorje. Zaradi genetskih in fenotipskih značilnosti je HCC78 bistveno orodje za raziskave pljučnega raka, zlasti za raziskave, usmerjene v ciljno zdravljenje in personalizirano medicino pri zdravljenju raka, pozitivnega na ROS1.

Organism

Človek

Tissue

Plevralni izliv

Disease

Adenokarcinom

Synonyms

HCC-78, HCC0078, Hamon Cancer Center 78

Značilnosti

Age

65 let

Gender

Moški

Ethnicity

Evropski

Growth properties

Enoslojni, adherentni

Regulativni podatki

Citation

HCC78 (kataloška številka Cytion 302156)

Biosafety level

1

NCBI_TaxID

9606

Celice HCC78 | 302156

CellosaurusAccession CVCL_2061

Biomolekularni podatki**Ravnanje s spletno stranjo****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (številka izdelka Cytion 820700a)**Supplements** Gojišče dopolnite z 10 % FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Odstranite staro gojišče z adherentnih celic in jih sperite s PBS, ki ne vsebuje kalcija in magnezija. Za bučke T25 uporabite 3-5 ml PBS, za bučke T75 pa 5-10 ml. Nato celice popolnoma prekrijte z Accutase, pri čemer uporabite 1-2 ml za bučke T25 in 2,5 ml za bučke T75. Celice pustite inkubirati pri sobni temperaturi 8-10 minut, da se ločijo. Po inkubaciji celice nežno premešajte z 10 ml gojišča, da se ponovno suspendirajo, nato jih 3 minute centrifugirajte pri 300xg. Zavržite supernatant, ponovno suspendirajte celice v svežem gojišču in jih prenesite v nove bučke, ki že vsebujejo sveže gojišče.**Freeze medium** Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročene s kriom.

Celice HCC78 | 302156

Thawing and Culturing Cells

1. Prepričajte se, da je viala ob dostavi globoko zamrznjena, saj se celice pošiljajo na suhem ledu, da se med prevozom ohranijo optimalne temperature.
2. Po prejemu krioviala takoj shranite pri temperaturi pod $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, da zagotovite ohranitev celične celovitosti, ali pa nadaljujte s korakom 3, če je potrebno takojšnje gojenje.
3. Za takojšnje gojenje vialo hitro odtalite tako, da jo potopite v vodno kopel s čisto vodo in protimikrobnim sredstvom pri $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ ter 40-60 sekund nežno mešate, dokler ne ostane majhen ledeni kepica.
4. Vse nadaljnje korake izvajajte v sterilnih pogojih v pretočni nape, pred odprtjem pa kriovial razkužite s 70 % etanolom.
5. Previdno odprite razkuženo vialo in celično suspenzijo prenesite v 15-mililitrsko centrifugirno epruveto, ki vsebuje 8 ml gojišča sobne temperature, ter nežno premešajte.
6. Mešanico centrifugirajte pri $300 \times g$ 3 minute, da ločite celice, in previdno zavržite supernatant, ki vsebuje ostanke zamrzovalnega gojišča.
7. Pelet celic nežno ponovno suspendirajte v 10 ml svežega gojišča. Pri adherentnih celicah suspenzijo razdelite med dve bučki T25; pri suspenzijskih kulturah prenesite vse gojišče v eno bučko T25, da spodbudite učinkovito interakcijo in rast celic.
8. Upoštevajte uveljavljene protokole subkultur za nadaljnjo rast in vzdrževanje celične linije ter tako zagotovite zanesljive rezultate poskusov.

Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5 % CO_2 , vlažno ozračje.

Flask Coating

Nič

Freezing Procedure

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

Shipping Conditions

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

Celice HCC78 | 302156

Storage Conditions

Za dolgotrajno shranjevanje vial postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Nadzor kakovosti / Genetski profil / HLA

Sterility

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.

Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.