

Клітини MA-Balb | 400270

Загальна інформація

Description

Ma-Balb - це клітинна лінія мишей, створена in vitro із солідної спонтанної карциноми молочної залози самки миші BALB/c. Ця клітинна лінія походить від солідної пухлини розміром з kwasолину, отриманої з молочної залози молодої миші BALB/c. Клітини лінії Ma-Balb мають важливе значення в дослідженнях раку, особливо для вивчення пухлин молочної залози, оскільки вони походять від схильного до пухлин штаму, відомого для розвитку таких видів раку.

Клітинна лінія Ma-Balb, з її фібробластоподібною морфологією, забезпечує надійну модель для дослідження клітинних і молекулярних механізмів розвитку карциноми молочної залози. Дослідники використовують ці клітини для вивчення генетичних та екологічних факторів, які сприяють пухлиноутворенню, що дозволяє глибше зрозуміти біологію раку. Крім того, клітини Ma-Balb відіграють важливу роль у тестуванні нових протиракових препаратів, пропонуючи розуміння ефективності та токсичності ліків. Їхнє значення поширюється і на імунологічні дослідження, де вони допомагають з'ясувати взаємодію між раковими клітинами та імунною системою, тим самим сприяючи розвитку імунотерапії.

Organism

Миша

Tissue

Груди

Disease

Злоякісні новоутворення молочної залози миші

Synonyms

Ma-Бальб

Характеристики

Breed/Subspecies

BALB/c

Age

1 рік

Gender

Жінка

Morphology

Епітеліальноподібні

Cell type

Фібробласт

Growth properties

Адепт

Нормативні дані

Клітини MA-Balb | 400270

Citation MA-Balb (номер за каталогом Cytion 400270)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 10090

CellosaurusAccession CVCL_5795

Біомолекулярні дані

Tumorigenic Так, у мишей Balb/c

Viruses Мап-тест негативний.

Обробка

Culture Medium ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO₃, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Supplements Додайте до середовища 10% FBS

Dissociation Reagent Аккутаза

Subculturing Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Fluid renewal 2-3 рази на тиждень

Post-Thaw Recovery від 24 до 48 годин

Freeze medium Як середовище криоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення криоіндукованого стресу.

Клітини MA-Balb | 400270**Thawing and
Culturing Cells**

1. Переконайтеся, що віал залишається глибоко замороженим після доставки, оскільки клітини транспортуються на сухому льоду для підтримання оптимальної температури під час транспортування.
2. Після отримання негайно зберігайте кріовіал при температурі нижче -150°C , щоб забезпечити збереження клітинної цілісності, або перейдіть до кроку 3, якщо потрібне негайне культивування.
3. Для негайного культивування швидко розморозьте віал, зануливши його у водяну баню з чистою водою і антимікробним засобом при температурі 37°C , обережно перемішуючи протягом 40-60 секунд, поки не залишиться невелика крижана грудка.
4. Всі наступні кроки виконуйте в стерильних умовах у проточній витяжній шафі, дезінфікуючи кріовіал 70% етанолом перед відкриттям.
5. Обережно відкрийте продезінфікований флакон і перенесіть клітинну суспензію в 15 мл центрифужну пробірку, що містить 8 мл культурального середовища кімнатної температури, обережно перемішуючи.
6. Відцентрифугуйте суміш при $300 \times g$ протягом 3 хвилин, щоб відокремити клітини, і обережно викиньте надосадову рідину, що містить залишки заморожувального середовища.
7. Обережно ресуспендуйте осад клітин у 10 мл свіжого культурального середовища. Для адгезивних клітин розділіть суспензію між двома культуральними колбами T25; для суспензійних культур перенесіть все середовище в одну колбу T25, щоб сприяти ефективній взаємодії та росту клітин.
8. Дотримуйтеся встановлених протоколів субкультивування для продовження росту і підтримання клітинної лінії, забезпечуючи надійні результати експерименту.

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , волога атмосфера.

Flask Coating

Ні

**Freezing
Procedure**

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78°C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Клітини MA-Balb | 400270

Shipping Conditions

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Storage Conditions

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Контроль якості / Генетичний профіль / HLA

Sterility

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.

Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.