

FBS, фетално телешко серум, с произход от САЩ, 500 мл
| 831107

Този стерилно филтриран фетален говежди серум (FBS), с произход от Съединените щати, осигурява стабилна основа за приложения в областта на клетъчните култури. Всяка партида преминава през проверка за качество по отношение на стерилността, микоплазмата и говеждите вируси. Освен това всяка партида е биологично валидирана, за да се потвърди способността ѝ да поддържа растежа на клетъчните линии CHO и HEK293. Серумът се предлага в опаковки с обем 50 мл и 500 мл. Сертификати за анализ (CoA) за конкретната партида се предоставят при поискване.

Технически характеристики на продукта

Външен вид	Прозрачна кехлибарена течност
Съхранение и срок на годност	Съхранява се при температура $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Избягвайте многократни цикли на замразяване и размразяване. Препоръчва се приготвянето на аликвоти. След отваряне съхранявайте при 4°C и използвайте в рамките на 4–6 седмици.
Условия за транспортиране	Замразено (сух лед)
Размразяване	През нощта при температура от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. Разклатете леко, за да се хомогенизира.