

**FBS, фетално телешко серум, с произход от Южна Африка,
500 мл | 831109**

Произведено от южноамерикански говеда, това стерилно филтрирано фетално говеждо серум (FBS) осигурява стабилни резултати при клетъчни култури. Преди пускането на пазара всяка партида се тества за стерилност, микоплазма и говежди вируси. Освен това всяка партида се оценява, за да се потвърди способността ѝ да поддържа растежа на HEK293 и CHO клетки. Серумът се предлага в обеми от 50 мл и 500 мл, а при поискване може да бъде предоставен сертификат за анализ (CoA), специфичен за съответната партида.

Технически характеристики на продукта

Външен вид	Прозрачна кехлибарена течност
Съхранение и срок на годност	Съхранявайте при температура $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Избягвайте многократни цикли на замразяване и размразяване. Препоръчва се приготвянето на аликвоти. След отваряне съхранявайте при 4°C и използвайте в рамките на 4–6 седмици.
Условия за транспортиране	Замразено (сух лед)
Размразяване	През нощта при температура от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. Разклатете леко, за да се хомогенизира.