

FBS, fetální hovězí sérum, původ: USA, 50 ml | 831108

Toto sterilně filtrované fetální hovězí sérum (FBS) pocházející ze Spojených států představuje spolehlivý základ pro aplikace v oblasti buněčných kultur. Každá šarže prochází kontrolou kvality zaměřenou na sterilitu, mykoplasmy a hovězí viry. Každá šarže je navíc biologicky validována, aby byla potvrzena její schopnost podporovat růst buněčných linií CHO a HEK293. Sérum je baleno v objemech 50 ml a 500 ml. Certifikáty analýzy (CoA) pro konkrétní šarže jsou k dispozici na vyžádání.

Specifikace produktu

Vzhled	Čirá jantarově zbarvená kapalina
Skladování a doba použitelnosti	Skladujte při teplotě $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Vyhněte se opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování. Doporučuje se příprava alikvotních částí. Po otevření skladujte při teplotě 4°C a spotřebujte do 4–6 týdnů.
Podmínky přepravy	Zmrazené (suchý led)
Rozmrazování	Přes noc při teplotě $+2^{\circ}\text{C}$ až $+8^{\circ}\text{C}$. Jemně protřepejte, aby se obsah homogenizoval.