

FBS, fetální hovězí sérum, původ SA, 50 ml | 831110

Toto sterilně filtrované fetální hovězí sérum (FBS) pocházející z jihoamerických skotů zajišťuje konzistentní výsledky při kultivaci buněk. Před uvolněním na trh je každá šarže testována na sterilitu, přítomnost mykoplazmat a hovězích virů. Kromě toho je každá šarže vyhodnocena z hlediska schopnosti podporovat růst buněk HEK293 a CHO. Sérum je k dispozici v objemech 50 ml a 500 ml a na požádání lze poskytnout certifikát analýzy (CoA) pro konkrétní šarži.

Specifikace produktu

Vzhled	Čirá jantarově zbarvená kapalina
Skladování a doba použitelnosti	Skladujte při teplotě $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Vyhněte se opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování. Doporučuje se příprava alikvotních částí. Po otevření skladujte při teplotě 4°C a spotřebujte do 4–6 týdnů.
Podmínky přepravy	Zmrazené (suchý led)
Rozmrazování	Přes noc při teplotě $+2^{\circ}\text{C}$ až $+8^{\circ}\text{C}$. Jemně protřepejte, aby se obsah homogenizoval.