

FBS, føtalt okkenserum, fra USA, 500 ml | 831107

Dette sterilt filtrerede føtal okkenserum (FBS), der stammer fra USA, udgør et ensartet grundlag for cellekulturformål. Hvert parti gennemgår en kvalitetskontrol med henblik på sterilitetskontrol samt test for mycoplasma og oksevirusser. Derudover er hvert parti biologisk valideret for at bekræfte dets evne til at understøtte væksten af CHO- og HEK293-cellelinjer. Serummet leveres i beholdere på 50 ml og 500 ml. Partispecifikke COA-certifikater kan fås på anmodning.

Produktspecifikationer

Udseende	Klar, ravfarvet væske
Opbevaring og holdbarhed	Opbevares ved $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Undgå gentagne fryse-tø-cykler. Det anbefales at forberede alikvoter. Når emballagen er åbnet, skal produktet opbevares ved 4°C og anvendes inden for 4-6 uger.
Forsendelsesbetingelser	Frosset (tøris)
Optøning	Overnat ved $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$. Omryst forsigtigt for at homogenisere.