

FBS, føtal kvægeserum, fra Sydafrika, 500 ml | 831109

Dette sterilt filtrerede føtal bovint serum (FBS), der stammer fra sydamerikanske kvæg, sikrer ensartede resultater i cellekulturer. Før frigivelse testes hvert parti for sterilitet, mycoplasma og bovine vira. Desuden vurderes hvert parti for at verificere dets evne til at understøtte væksten af HEK293- og CHO-celler. Serummet fås i mængder på 50 ml og 500 ml, og der kan på anmodning leveres et partispecifikt COA.

Produktspecifikationer

Udseende	Klar, ravfarvet væske
Opbevaring og holdbarhed	Opbevares ved $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Undgå gentagne fryse-tø-cykler. Det anbefales at forberede aliquoter. Når emballagen er åbnet, skal produktet opbevares ved 4°C og anvendes inden for 4-6 uger.
Forsendelsesbetingelser	Frosset (tøris)
Optøning	Overnat ved $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$. Omryst forsigtigt for at homogenisere.