

FBS, føtalt okseserum, fra USA, 50 ml | 831108

Dette sterilt filtrerede føtal bovint serum (FBS), der stammer fra USA, udgør et ensartet grundlag for anvendelser inden for cellekultur. Hvert parti gennemgår en kvalitetskontrol, hvor der kontrolleres for sterilitet, mycoplasma og bovine vira. Derudover er hvert parti biologisk valideret for at bekræfte dets evne til at understøtte væksten af CHO- og HEK293-cellelinjer. Serummet leveres i beholdere på 50 ml og 500 ml. Partispecifikke COA-certifikater kan fås på anmodning.

Produktspecifikationer

Udseende	Klar, ravfarvet væske
Opbevaring og holdbarhed	Opbevares ved $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Undgå gentagne fryse-tø-cykler. Det anbefales at forberede aliquoter. Efter åbning opbevares ved 4°C og skal bruges inden for 4-6 uger.
Forsendelsesbetingelser	Frosset (tøris)
Optøning	Overnat ved $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$. Omryst forsigtigt for at homogenisere.