

## NCI-H2452-celler | 300391

## Generel information

## Description

NCI-H2452-cellelinjen er en human malign pleural mesotheliom-cellelinje, som stammer fra lungehinden hos en patient med mesotheliom. Den bruges ofte i forskning med fokus på at forstå mesothelioms patofysiologi og udvikle nye terapeutiske tilgange. Ligesom andre mesotheliom-cellelinjer er NCI-H2452 forbundet med eksponering for asbestfibre, en veletableret risikofaktor for mesotheliom. Undersøgelser med NCI-H2452 har fremhævet dens anvendelighed til at udforske mekanismer for sygdomsprogression og respons på forskellige terapier, især genterapier og virale onkolysetilgange.

NCI-H2452-celler udtrykker Coxsackie- og adenovirusreceptor (CAR) og CD46, hvilket gør dem til egnede kandidater til adenovirusbaserede genterapiundersøgelser. I forskning, der undersøger onkolytisk viroterapi, er både adenovirus type 5 (Ad5) og en fibermodificeret variant (Ad5F35) blevet testet på NCI-H2452-celler. Disse adenovirus replikerer selektivt i tumorceller og fremkalder onkolyse på en viruspartikelafhængig måde. Det viste sig, at både Ad5 og Ad5F35 var lige effektive til at fremkalde celledød i NCI-H2452-celler, hvilket understøtter deres potentiale inden for genterapi af malignt mesotheliom.

Ud over sin rolle i onkolytisk viroterapi er NCI-H2452-celler blevet brugt til at studere tumorangiogenese, som er en nøgelfaktor i udviklingen af mesotheliom. NCI-H2452 udtrykker progranulin (PGRN) og granulinlignende proteiner, som er blevet identificeret som nye angiogenetiske faktorer, der fungerer uafhængigt af VEGF-vejen. Denne VEGF-uafhængige angiogenese er afgørende, da den tilbyder alternative terapeutiske mål i tilfælde, hvor anti-VEGF-behandlinger som bevacizumab ikke forbedrer patientresultaterne. Forskning tyder på, at disse granuliner bidrager væsentligt til dannelsen af nye blodkar, hvilket understøtter tumorvækst og kan være involveret i resistens over for visse behandlinger.

<b>Organism</b>	Menneske
<b>Tissue</b>	Lunge
<b>Disease</b>	Pleuralt bifasisk mesotheliom
<b>Synonyms</b>	NCI-H2452, H-2452, NCIH2452

## Karakteristika

<b>Age</b>	Voksen
<b>Gender</b>	Mand
<b>Ethnicity</b>	Europæisk
<b>Morphology</b>	Epitelial
<b>Growth properties</b>	Vedhæftende

## NCI-H2452-celler | 300391

## Regulatoriske data

<b>Citation</b>	NCI-H2452 (Cytion katalognummer 300391)
-----------------	---

<b>NCBI_TaxID</b>	9606
-------------------	------

<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_1553
-----------------------------	-----------

## Biomolekylære data

## Håndtering

<b>Culture Medium</b>	RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO <sub>3</sub> (Cytion artikelnummer 820700a)
-----------------------	--

<b>Supplements</b>	Suppler mediet med 10% FBS
--------------------	----------------------------

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspendere cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.
---------------------	--

<b>Freeze medium</b>	Som kryopræservationsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmoteskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.
----------------------	--

## NCI-H2452-celler | 300391

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekræft, at hætteglasset forbliver dybfrosset ved levering, da cellerne sendes på tøris for at opretholde optimale temperaturer under transport.
2. Ved modtagelsen skal du enten straks opbevare kryohætteglasset ved temperaturer under  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  for at sikre, at cellernes integritet bevares, eller gå videre til trin 3, hvis øjeblikkelig dyrkning er påkrævet.
3. Ved øjeblikkelig dyrkning optøs hætteglasset hurtigt ved at nedsænke det i et  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  varmt vandbad med rent vand og et antimikrobielt middel og røre forsigtigt i 40-60 sekunder, indtil der kun er en lille isklump tilbage.
4. Udfør alle efterfølgende trin under sterile forhold i en flowhætte, og desinficer kryovialet med 70 % ethanol, før det åbnes.
5. Åbn forsigtigt det desinficerede hætteglas, og overfør celled suspensionen til et 15 ml centrifugerør, der indeholder 8 ml kulturmedium ved stuetemperatur, og bland forsigtigt.
6. Centrifuger blandingen ved  $300 \times g$  i 3 minutter for at adskille cellerne, og kassér omhyggeligt supernatanten, der indeholder resterende frysemedium.
7. Resuspender forsigtigt cellepelleten i 10 ml frisk dyrkningsmedium. For klæbende celler deles suspensionen mellem to T25-kulturkolber; for suspensionskulturer overføres alt mediet til en T25-kolbe for at fremme effektiv celleinteraktion og -vækst.
8. Overhold etablerede subkulturprotokoller for fortsat vækst og vedligeholdelse af cellelinjen, hvilket sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , befugtet atmosfære.

### Flask Coating

For at opnå optimal vedhæftning og levedygtighed efter optøning anbefaler vi at bruge **kollagenbelagte kolber eller plader**.

### Freezing Procedure

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca.  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

## NCI-H2452-celler | 300391

### Shipping Conditions

Kryopræservede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

### Storage Conditions

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

## Kvalitetskontrol / Genetisk profil / HLA

### Sterility

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder.

For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturene daglige visuelle inspektioner.