

UM-SCC-122-Zellen | 305721

Allgemeine Informationen

Description

UM-SCC-122 ist eine Zelllinie des humanen Plattenepithelkarzinoms im Kopf- und Halsbereich (HNSCC) aus dem UM-SCC-Panel der University of Michigan. Sie wächst als adhärente Monoschicht mit epithelähnlicher Morphologie und wird als Teil des aus mehreren Zelllinien bestehenden UM-SCC-Panels für die vergleichende präklinische HNSCC-Forschung verwendet.

UM-SCC-122 eignet sich für Untersuchungen zur Arzneimittelsensitivität bei HNSCC, zur Strahlenreaktion, zur Analyse der EGFR- und PI3K-Signalwege, für Invasions- und Migrationsassays sowie zur vergleichenden Charakterisierung des UM-SCC-Panels. Sie ist für pharmakologisches Screening und Xenotransplantatmodelle in immungeschwächten Wirten geeignet.

Organism

Menschen

Tissue

Kopf und Hals, Mundhöhle

Disease

Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses (HNSCC)

Applications

HNSCC-Forschung; Arzneimittelempfindlichkeit; Strahlenreaktion; EGFR/PI3K-Signalweg; UM-SCC-Panel-Studien; Invasionsassays; Xenotransplantatmodelle

Merkmale

Age

63 Jahre

Gender

Männlich

Ethnicity

Ethnische Zugehörigkeit nicht angegeben

Morphology

Epithelähnlich

Cell type

Epithelzellen

Growth properties

Adhärent

Regulatorische Daten

Citation

UM-SCC-122 (Cytion-Katalognummer 305721)

Biosafety level

1

UM-SCC-122-Zellen | 305721

NCBI_TaxID	9606
------------	------

Biomolekulare Daten

Handhabung

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO ₃ , w: 1,0 mM Natriumpyruvat (Cytion-Artikelnummer 820300a)
----------------	---

Supplements	Ergänzen Sie das Medium mit 10% FBS
-------------	-------------------------------------

Dissociation Reagent	Accutase, 10 Min., 37 °C
----------------------	--------------------------

Doubling time	48 bis 72 Stunden
---------------	-------------------

Subculturing	Medium entfernen, mit PBS ohne Kalzium und Magnesium waschen, mit Accutase bedecken, 8–10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren, in Medium resuspendieren, 3 Minuten bei 300×g zentrifugieren, Überstand verwerfen, in frisches Medium ausplattieren.
--------------	---

Split ratio	1 bis 5
-------------	---------

Seeding density	1 bis 3×10^4 Zellen/cm ²
-----------------	--

Fluid renewal	Alle 2 bis 3 Tage
---------------	-------------------

Freeze medium	Als Kryokonservierungsmedium verwenden wir vollständiges Wachstumsmedium + 10 % DMSO, um eine angemessene Lebensfähigkeit nach dem Auftauen zu gewährleisten.
---------------	---

UM-SCC-122-Zellen | 305721

Thawing and Culturing Cells

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fläschchen bei der Lieferung tiefgefroren ist, da die Zellen auf Trockeneis versandt werden, um während des Transports optimale Temperaturen zu erhalten.
2. Lagern Sie das Kryofläschchen nach Erhalt entweder sofort bei Temperaturen unter -150 °C, um die Unversehrtheit der Zellen zu gewährleisten, oder fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn eine sofortige Kultivierung erforderlich ist.
3. Für eine sofortige Kultivierung tauen Sie das Fläschchen schnell auf, indem Sie es in ein 37°C warmes Wasserbad mit sauberem Wasser und einem antimikrobiellen Mittel eintauchen und 40-60 Sekunden lang vorsichtig schütteln, bis ein kleiner Eisklumpen zurückbleibt.
4. Führen Sie alle weiteren Schritte unter sterilen Bedingungen in einer Abzugshaube durch und desinfizieren Sie das Kryo-Fläschchen vor dem Öffnen mit 70%igem Ethanol.
5. Das desinfizierte Fläschchen vorsichtig öffnen und die Zellsuspension unter vorsichtigem Mischen in ein 15-ml-Zentrifugenröhrchen mit 8 ml Kulturmedium bei Raumtemperatur überführen.
6. Die Mischung 5 Minuten lang bei 200 x g zentrifugieren und den Überstand mit dem Gefriermedium vorsichtig verwerfen.
7. Befolgen Sie das unter Wiederherstellung nach dem Auftauen beschriebene Verfahren

Incubation Atmosphere

37°C, 5%_{CO2}, befeuchtete Atmosphäre.

Shipping Conditions

Kryokonservierte Zelllinien werden auf Trockeneis in einer validierten, isolierten Verpackung mit ausreichend Kühlmittel versandt, um während des gesamten Transports eine Temperatur von etwa -78 °C aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie den Behälter bei Erhalt sofort und bringen Sie die Fläschchen unverzüglich in ein geeignetes Lager.

Storage Conditions

Zur Langzeitkonservierung werden die Fläschchen in flüssigem Stickstoff bei etwa -150 bis -196 °C gelagert. Eine Lagerung bei -80 °C ist nur als kurzer Zwischenschritt vor der Überführung in flüssigen Stickstoff akzeptabel.

Qualitätskontrolle und molekulare Analyse