

FBS, fötales Rinderserum, Herkunft: SA, 500 ml | 831109

Dieses steril gefilterte fötales Rinderserum (FBS) stammt aus südamerikanischen Rindern und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei der Zellkultur. Vor der Freigabe wird jede Charge auf Sterilität, Mykoplasmen und Rinderviren geprüft. Darüber hinaus wird jede Charge daraufhin geprüft, ob sie das Wachstum von HEK293- und CHO-Zellen unterstützt. Das Serum ist in Mengen von 50 ml und 500 ml erhältlich; ein chargenspezifisches Analysezertifikat (CoA) kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

Produktspezifikationen

Aussehen	Klare, bernsteinfarbene Flüssigkeit
Lagerung und Haltbarkeit	Bei $\leq -15^{\circ}\text{C}$ lagern. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. Die Vorbereitung von Aliquoten wird empfohlen. Nach dem Öffnen bei 4°C lagern und innerhalb von 4–6 Wochen verbrauchen.
Versandbedingungen	Gefroren (Trockeneis)
Auftauen	Über Nacht bei $+2^{\circ}\text{C}$ bis $+8^{\circ}\text{C}$. Vorsichtig schwenken, um das Produkt zu homogenisieren.