

FBS, fötales Rinderserum, Herkunft: USA, 50 ml | 831108

Dieses aus den Vereinigten Staaten stammende, steril gefilterte fötales Rinderserum (FBS) bietet eine gleichbleibende Grundlage für Zellkulturanwendungen. Jede Charge wird im Rahmen der Qualitätskontrolle auf Sterilität, Mykoplasmen und Rinderviren untersucht. Darüber hinaus wird jede Charge biologisch validiert, um ihre Eignung für das Wachstum von CHO- und HEK293-Zelllinien zu bestätigen. Das Serum ist in Verpackungsgrößen von 50 ml und 500 ml erhältlich. Chargenspezifische Analysezertifikate (CoA) sind auf Anfrage erhältlich.

Produktspezifikationen

Aussehen	Klare, bernsteinfarbene Flüssigkeit
Lagerung und Haltbarkeit	Bei $\leq -15^{\circ}\text{C}$ lagern. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. Die Vorbereitung von Aliquoten wird empfohlen. Nach dem Öffnen bei 4°C lagern und innerhalb von 4–6 Wochen verbrauchen.
Versandbedingungen	Gefroren (Trockeneis)
Auftauen	Über Nacht bei $+2^{\circ}\text{C}$ bis $+8^{\circ}\text{C}$. Vorsichtig schwenken, um das Produkt zu homogenisieren.