

FBS, suero fetal bovino, de origen SA, 500 ml | 831109

Este suero fetal bovino (FBS), procedente de ganado bovino sudamericano y filtrado en condiciones estériles, garantiza un rendimiento constante en los cultivos celulares. Antes de su comercialización, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, micoplasmas y virus bovinos. Además, cada lote se evalúa para verificar su capacidad para favorecer el crecimiento de células HEK293 y CHO. El suero está disponible en volúmenes de 50 ml y 500 ml, y se puede proporcionar un certificado de análisis (CoA) específico para cada lote previa solicitud.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido ámbar transparente
Almacenamiento y vida útil	Conservar a una temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación. Se recomienda preparar alícuotas. Una vez abierto, conservar a 4°C y utilizar en un plazo de 4 a 6 semanas.
Condiciones de envío	Congelado (hielo seco)
Descongelación	De un día para otro a una temperatura comprendida entre $+2^{\circ}\text{C}$ y $+8^{\circ}\text{C}$. Agitar suavemente para homogeneizar.