

**FBS, suero fetal bovino, procedente de EE. UU., 50 ml |
831108**

Este suero fetal bovino (FBS), procedente de Estados Unidos y filtrado de forma estéril, proporciona una base constante para aplicaciones de cultivo celular. Cada lote se somete a controles de calidad para detectar esterilidad, micoplasmas y virus bovinos. Además, cada lote se somete a una validación biológica para confirmar su capacidad para favorecer el crecimiento de las líneas celulares CHO y HEK293. El suero se presenta en envases de 50 ml y 500 ml. Se pueden solicitar certificados de análisis (CoA) específicos para cada lote.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido ámbar transparente
Almacenamiento y vida útil	Conservar a una temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación. Se recomienda preparar alícuotas. Una vez abierto, conservar a 4°C y utilizar en un plazo de 4 a 6 semanas.
Condiciones de envío	Congelado (hielo seco)
Descongelación	De un día para otro a una temperatura de entre $+2^{\circ}\text{C}$ y $+8^{\circ}\text{C}$. Agitar suavemente para homogeneizar.