

**FBS, sikiön naudan seerumi, peräisin Yhdysvalloista, 50
0 ml | 831107**

Tämä Yhdysvalloista peräisin oleva, steriilisti suodatettu naudan sikiöseerumi (FBS) tarjoaa tasalaatuisen perustan soluviljelykäyttöön. Jokainen erä käy läpi laadunvalvontatarkastuksen, jossa tutkitaan steriiliys, mykoplasma ja naudanvirukset. Lisäksi jokainen erä on biologisesti validoitu sen varmistamiseksi, että se tukee CHO- ja HEK293-solulinjojen kasvua. Seerumi on pakattu 50 ml:n ja 500 ml:n pakkauksissa. Eräkohtaiset analyysitodistukset (CoA) ovat saatavilla pyynnöstä.

Tuotetiedot

Ulkonäkö	Kirkas, keltaisenruskea neste
Säilytys ja säilyvyysaika	Säilytä $\leq -15^{\circ}\text{C}$:ssa. Vältä toistuvia jäädytys-sulatusjaksoja. Suositellaan alikvoottien valmistamista. Avaamisen jälkeen säilytä 4°C :ssa ja käytä 4–6 viikon kuluessa.
Kuljetusolosuhteet	Jäädyltettynä (kuivajää)
Sulatus	Yön yli $+2^{\circ}\text{C}$ – $+8^{\circ}\text{C}$:ssa. Sekoita varovasti, jotta aine homogenisoituu.