

FBS, sikiön naudan seerumi, SA-alkuperää, 50 ml | 831110

Tämä Etelä-Amerikasta peräisin olevista naudanlähteistä saatu, steriilisti suodatettu naudan sikiöseerumi (FBS) takaa tasaisen soluviljelytuloksen. Ennen markkinoille saattamista jokainen erä testataan steriilisuuden, mykoplasman ja naudanvirusten varalta. Lisäksi jokaisen erän kyky tukea HEK293- ja CHO-solujen kasvua arvioidaan. Seerumia on saatavana 50 ml:n ja 500 ml:n pakkauksissa, ja eräkohtainen analyysitodistus (CoA) toimitetaan pyynnöstä.

Tuotetiedot

Ulkonäkö	Kirkas, keltaisenruskea neste
Säilytys ja säilyvyysaika	Säilytä $\leq -15^{\circ}\text{C}$:ssa. Vältä toistuvia jäädytys-sulatusjaksoja. Suositellaan alikvoottien valmistamista. Avaamisen jälkeen säilytä 4°C :ssa ja käytä 4–6 viikon kuluessa.
Kuljetusolosuhteet	Jäädyltettynä (kuivajää)
Sulatus	Yön yli $+2^{\circ}\text{C}$ – $+8^{\circ}\text{C}$:ssa. Sekoita varovasti, jotta sisältö homogenisoituu.