

**FBS, sérum fœtal bovin, d'origine américaine, 50 ml | 8
31108**

Provenant des États-Unis, ce sérum fœtal bovin (FBS) filtré de manière stérile constitue une base fiable pour les applications de culture cellulaire. Chaque lot est soumis à un contrôle qualité visant à vérifier sa stérilité et à détecter la présence éventuelle de mycoplasmes et de virus bovins. De plus, chaque lot fait l'objet d'une validation biologique visant à confirmer sa capacité à favoriser la croissance des lignées cellulaires CHO et HEK293. Le sérum est conditionné en volumes de 50 ml et 500 ml. Des certificats d'analyse (CoA) spécifiques à chaque lot sont disponibles sur demande.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide ambré limpide
Conservation et durée de conservation	Conserver à une température $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Éviter les cycles répétés de congélation-décongélation. Il est recommandé de préparer des aliquotes. Une fois le flacon ouvert, conserver à 4°C et utiliser dans un délai de 4 à 6 semaines.
Conditions d'expédition	Congelé (glace carbonique)
Décongélation	Pendant la nuit à une température comprise entre $+2^{\circ}\text{C}$ et $+8^{\circ}\text{C}$. Agiter doucement pour homogénéiser.