

FBS, sérum fœtal bovin, d'origine sud-africaine, 50 ml
| 831110

Issu de bovins d'Amérique du Sud, ce sérum fœtal bovin (FBS) filtré de manière stérile garantit des performances constantes en culture cellulaire. Avant sa mise sur le marché, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de détection des mycoplasmes et des virus bovins. De plus, chaque lot est évalué afin de vérifier sa capacité à favoriser la croissance des cellules HEK293 et CHO. Le sérum est disponible en volumes de 50 ml et 500 ml, et un certificat d'analyse (CoA) spécifique au lot peut être fourni sur demande.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide ambré limpide
Conservation et durée de conservation	Conserver à une température $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Éviter les cycles répétés de congélation-décongélation. Il est recommandé de préparer des aliquotes. Une fois le flacon ouvert, conserver à 4°C et utiliser dans un délai de 4 à 6 semaines.
Conditions d'expédition	Congelé (glace carbonique)
Décongélation	Pendant la nuit à une température comprise entre $+2^{\circ}\text{C}$ et $+8^{\circ}\text{C}$. Agiter doucement pour homogénéiser.