

## Cellules HK-ZFN-AURKB-mEGFP | 300173

## Informations générales

## Description

La lignée cellulaire HK-ZFN-AURKB-mEGFP est un modèle cellulaire humain génétiquement modifié conçu pour exprimer la protéine AURKB (Aurora Kinase B) fusionnée avec la mEGFP (protéine fluorescente verte améliorée monomérique) à l'aide de la technologie Zinc Finger Nuclease (ZFN). L'AURKB est une sérine/thréonine kinase qui joue un rôle crucial dans la ségrégation des chromosomes mitotiques, la cytokinèse et la régulation du point de contrôle du fuseau mitotique. La fusion avec mEGFP permet de visualiser en temps réel l'activité et la localisation d'AURKB dans la cellule, ce qui facilite les études détaillées de son comportement dynamique au cours de la division cellulaire.

Cette lignée cellulaire constitue un outil puissant pour les chercheurs qui étudient les mécanismes moléculaires de la mitose et les fonctions spécifiques de l'AURKB. L'incorporation de mEGFP permet des tests basés sur la fluorescence et l'imagerie des cellules vivantes, ce qui donne un aperçu de la distribution spatio-temporelle de l'AURKB. L'utilisation de la technologie ZFN garantit une intégration génomique précise, préservant la fidélité de l'expression d'AURKB. Ce modèle est particulièrement utile dans la recherche sur le cancer, où AURKB est souvent surexprimé et lié à la tumorigenèse, ce qui en fait une cible potentielle pour des interventions thérapeutiques.

**Organism** Humain

**Tissue** Endocol

**Disease** Adénocarcinome

**Metastatic site** Localisation de la tumeur primaire (endocervix)

**Applications** Biologie de la kinase Aurora B (AURKB) ; imagerie des kinases mitotiques ; ségrégation chromosomique ; point de contrôle du fuseau ; imagerie de cellules vivantes ; validation de l'édition génomique par ZFN ; biologie du cancer

## Caractéristiques

**Age** 30 ans

**Gender** Femme

**Ethnicity** Afro-américain

**Morphology** Cellules de type épithélial avec une forme de pierre en mosaïque

**Cell type** Cellules épithéliales

## Cellules HK-ZFN-AURKB-mEGFP | 300173

**Growth properties** Adhérent

## Données réglementaires

**Citation** HK-ZFN-AURKB-mEGFP (numéro de catalogue Cytion 300173)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**CellosaurusAccession** CVCL\_VL13

**Depositor** Le laboratoire Ellenberg (EMBL)

**GMO Status** OGM-S1 : Cette lignée HeLa Kyoto contient une fusion mEGFP intégrée par ZFN au locus endogène AURKB pour l'imagerie des kinases mitotiques. Cette classification ne s'applique qu'à l'Allemagne et peut différer dans d'autres pays.

## Données biomoléculaires

**Products** EGFP (protéine fluorescente verte renforcée)

## Manipulation

**Culture Medium** DMEM, w : 4.5 g/L Glucose, w : 4 mM L-Glutamine, w : 3.7 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w : 1.0 mM Pyruvate de sodium (numéro d'article Cytion 820300a)

**Supplements** Compléter le milieu avec 10% de FBS

**Dissociation Reagent** Accutase

**Subculturing** Retirer l'ancien milieu des cellules adhérentes et les laver avec du PBS dépourvu de calcium et de magnésium. Pour les flacons T25, utiliser 3-5 ml de PBS, et pour les flacons T75, 5-10 ml. Ensuite, recouvrir complètement les cellules avec Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laisser les cellules incuber à température ambiante pendant 8-10 minutes pour les détacher. Après incubation, mélanger délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifuger à 300xg pendant 3 minutes. Jeter le surnageant, remettre les cellules en suspension dans du milieu frais et les transférer dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.

**Split ratio** Un rapport de 1:3 est recommandé

## Cellules HK-ZFN-AURKB-mEGFP | 300173

**Fluid renewal** 2 à 3 fois par semaine

**Freeze medium** Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénéisation.

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirmer que le flacon est toujours congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche pour maintenir des températures optimales pendant le transport.
2. Dès réception, soit conserver immédiatement le cryovial à des températures inférieures à -150°C pour assurer la préservation de l'intégrité cellulaire, soit passer à l'étape 3 si une mise en culture immédiate est nécessaire.
3. Pour une mise en culture immédiate, décongeler rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37°C avec de l'eau propre et un agent antimicrobien, en l'agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit amas de glace.
4. Effectuer toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux, en désinfectant le cryovial avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.
5. Ouvrir soigneusement le flacon désinfecté et transférer la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant doucement.
6. Centrifuger le mélange à 300 x g pendant 3 minutes pour séparer les cellules et jeter soigneusement le surnageant contenant le milieu de congélation résiduel.
7. Remettre doucement en suspension le culot cellulaire dans 10 ml de milieu de culture frais. Pour les cellules adhérentes, répartir la suspension entre deux flacons de culture T25 ; pour les cultures en suspension, transférer tout le milieu dans un seul flacon T25 afin de favoriser une interaction et une croissance efficaces des cellules.
8. Respecter les protocoles de sous-culture établis pour une croissance et un entretien continus de la lignée cellulaire, garantissant ainsi des résultats expérimentaux fiables.

**Incubation Atmosphere** 37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosphère humidifiée.

**Flask Coating** Aucun

## Cellules HK-ZFN-AURKB-mEGFP | 300173

### Freezing Procedure

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

### Shipping Conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

### Storage Conditions

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

## Contrôle de qualité / Profil génétique / HLA

### Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.

Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

### Profil STR

**PEZ6:** CLS-145