

FBS, borjúszérum, SA-eredetű, 500 ml | 831109

Ez a dél-amerikai szarvasmarhákból nyert, steril szűrt borjúszérum (FBS) állandó minőségű sejt kultúra-teljesítményt biztosít. A forgalomba hozatal előtt minden tételt sterilitás, mikoplazma és szarvasmarha-vírusok szempontjából vizsgálnak. Ezen felül minden tételt értékelnek, hogy ellenőrizték, alkalmas-e a HEK293- és CHO-sejtek szaporodásának támogatására. A szérum 50 ml-es és 500 ml-es kiszerelésben kapható, és kérésre tételre vonatkozó analitikai tanúsítványt (CoA) is kiállítanak.

Termékjellemzők

Külső megjelenés	Tiszta, borostyánszínű folyadék
Tárolás és eltarthatóság	≤-15 °C-on tárolandó. Kerülje az ismételt fagyasztás-olvasztás ciklusokat. Ajánlott az alikvotok előkészítése. A csomag felbontása után 4 °C-on tárolandó, és 4–6 héten belül fel kell használni.
Szállítási feltételek	Fagyasztva (szárzójég)
Felolvasztás	Egy éjszakán át +2 °C és +8 °C között. Óvatosan rázza fel a homogenizáláshoz.