

FBS, Serum Janin Sapi, Asal SA, 500 ml | 831109

Berasal dari sumber sapi di Amerika Selatan, Serum Janin Sapi (FBS) yang telah disaring secara steril ini memberikan hasil kultur sel yang konsisten. Sebelum dipasarkan, setiap batch diuji untuk memastikan sterilitas, bebas mikoplasma, dan bebas virus sapi. Selain itu, setiap lot dievaluasi untuk memverifikasi kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan sel HEK293 dan CHO. Serum ini tersedia dalam volume 50 mL dan 500 mL, dan Sertifikat Analisis (CoA) khusus untuk setiap lot dapat diberikan berdasarkan permintaan.

Spesifikasi Produk

Penampilan	Cairan kuning bening
Penyimpanan dan masa simpan	Simpan pada suhu $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Hindari siklus pembekuan-pencairan yang berulang. Disarankan untuk menyiapkan aliquot. Setelah dibuka, simpan pada suhu 4°C dan gunakan dalam waktu 4-6 minggu.
Kondisi pengiriman	Beku (Es kering)
Pencairan	Semalaman pada suhu $+2^{\circ}\text{C}$ hingga $+8^{\circ}\text{C}$. Kocok perlahan untuk menghomogenkan.