

FBS, Serum Janin Sapi, Asal AS, 50 ml | 831108

Berasal dari Amerika Serikat, Serum Janin Sapi (FBS) yang telah difilter secara steril ini memberikan dasar yang konsisten untuk aplikasi kultur sel. Setiap batch menjalani pemeriksaan kontrol kualitas untuk memastikan sterilitas, bebas mikoplasma, dan bebas virus sapi. Selain itu, setiap lot telah melalui validasi biologis untuk memastikan kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan garis sel CHO dan HEK293. Serum ini dikemas dalam volume 50 mL dan 500 mL. Sertifikat Analisis (CoA) khusus untuk setiap batch tersedia berdasarkan permintaan.

Spesifikasi Produk

Penampilan	Cairan bening berwarna kuning kecokelatan
Penyimpanan dan masa simpan	Simpan pada suhu $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Hindari siklus pembekuan-pencairan berulang. Disarankan untuk menyiapkan aliquot. Setelah dibuka, simpan pada suhu 4°C dan gunakan dalam waktu 4-6 minggu.
Kondisi pengiriman	Beku (Es kering)
Pencairan	Semalaman pada suhu $+2^{\circ}\text{C}$ hingga $+8^{\circ}\text{C}$. Kocok perlahan untuk menghomogenkan.