

FBS, siero fetale bovino, provenienza Stati Uniti, 500 ml | 831107

Proveniente dagli Stati Uniti, questo siero fetale bovino (FBS) filtrato in modo sterile costituisce una base affidabile per le applicazioni di coltura cellulare. Ogni lotto viene sottoposto a controlli di qualità per verificare la sterilità e l'assenza di micoplasmi e virus bovini. Inoltre, ogni lotto viene sottoposto a validazione biologica per confermare la sua capacità di sostenere la crescita delle linee cellulari CHO e HEK293. Il siero è confezionato in confezioni da 50 mL e 500 mL. Su richiesta sono disponibili certificati di analisi (CoA) specifici per ogni lotto.

Specifiche del prodotto

Aspetto	Liquido ambrato trasparente
Conservazione e durata di conservazione	Conservare a una temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitare cicli ripetuti di congelamento-scongelamento. Si raccomanda la preparazione di aliquote. Una volta aperto, conservare a 4°C e utilizzare entro 4-6 settimane.
Condizioni di spedizione	Congelato (ghiaccio secco)
Scongelamento	Lasciare a temperatura ambiente per una notte a una temperatura compresa tra $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$. Agitare delicatamente per omogeneizzare.