

FBS, siero fetale bovino, di origine SA, 50 ml | 831110

Ottenuto da bovini sudamericani, questo siero fetale bovino (FBS) filtrato in modo sterile garantisce prestazioni costanti nelle colture cellulari. Prima della commercializzazione, ogni lotto viene sottoposto a test di sterilità, micoplasmi e virus bovini. Inoltre, ogni lotto viene valutato per verificarne la capacità di sostenere la crescita delle cellule HEK293 e CHO. Il siero è disponibile in confezioni da 50 mL e 500 mL; su richiesta è possibile fornire un certificato di analisi (CoA) specifico per ogni lotto.

Specifiche del prodotto

Aspetto	Liquido ambrato trasparente
Conservazione e durata di conservazione	Conservare a una temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitare cicli ripetuti di congelamento-scongellamento. Si raccomanda la preparazione di aliquote. Una volta aperto, conservare a 4°C e utilizzare entro 4-6 settimane.
Condizioni di spedizione	Congelato (ghiaccio secco)
Scongellamento	Lasciare a temperatura ambiente da $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$ per una notte. Agitare delicatamente per omogeneizzare.