

## Cellule NFS-60 | 400301

## Informazioni generali

<b>Description</b>	NFS-60 è una linea cellulare mieloblastica murina costituita da cellule leucemiche ottenute dopo l'infezione di topi adulti (NFS x DBA/2) F1 con il virus della leucemia murina Cas Br-M. Le cellule NFS-60 dipendono dall'IL3 per la crescita e il mantenimento della vitalità in vitro. Queste cellule sono utilizzate per testare il G-CSF murino e umano. Questa linea cellulare ematopoietica murina bipotenziale risponde a IL-3, GM-CSF, G-CSF ed eritropoietina.
<b>Organism</b>	Mouse
<b>Tissue</b>	Sangue
<b>Disease</b>	Leucemia
<b>Synonyms</b>	M-NFS-60, NFS 60, NFS60

## Caratteristiche

<b>Breed/Subspecies</b>	NFS x DBA/2
<b>Cell type</b>	Linfoblasto
<b>Growth properties</b>	Sospensione

## Dati normativi

<b>Citation</b>	NFS-60 (numero di catalogo Cytion 400301)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	10090
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_3543

## Dati biomolecolari

## Manipolazione

<b>Culture Medium</b>	RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO <sub>3</sub> (articolo Cytion numero 820700a)
-----------------------	---

## Cellule NFS-60 | 400301

**Supplements** Integrare il terreno di coltura con 10% FBS, 1 ng/mL IL-3

**Subculturing** Mantenere le colture aggiungendo o sostituendo periodicamente il terreno. Avviare le colture con una densità di  $5 \times 10^5$  cellule/ml e mantenere la concentrazione cellulare compresa tra  $3 \times 10^5$  e  $1 \times 10^6$  cellule/ml per una crescita ottimale.

**Seeding density** Avviare le colture a  $5 \times 10^4$  cellule vitali/ml.

**Fluid renewal** da 2 a 3 volte alla settimana

**Freeze medium** Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelo, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

### Thawing and Culturing Cells

1. Verificare che la fiala rimanga profondamente congelata al momento della consegna, poiché le cellule vengono spedite con ghiaccio secco per mantenere le temperature ottimali durante il trasporto.
2. Al ricevimento, conservare immediatamente la criovial a temperature inferiori a  $-150^{\circ}\text{C}$  per garantire la conservazione dell'integrità cellulare, oppure procedere al punto 3 se è necessaria una coltura immediata.
3. Per la coltura immediata, scongelare rapidamente la fiala immergendola in un bagno d'acqua a  $37^{\circ}\text{C}$  con acqua pulita e un agente antimicrobico, agitando delicatamente per 40-60 secondi finché non rimane un piccolo grumo di ghiaccio.
4. Eseguire tutte le fasi successive in condizioni di sterilità in una cappa a flusso, disinfettando la criovial con etanolo al 70% prima dell'apertura.
5. Aprire con cautela la fiala disinfettata e trasferire la sospensione cellulare in una provetta da centrifuga da 15 ml contenente 8 ml di terreno di coltura a temperatura ambiente, mescolando delicatamente.
6. Centrifugare la miscela a  $300 \times g$  per 3 minuti per separare le cellule e scartare con cura il surnatante contenente il terreno di coltura residuo.
7. Risospendere delicatamente il pellet cellulare in 10 ml di terreno di coltura fresco. Per le cellule aderenti, dividere la sospensione tra due fiasche di coltura T25; per le colture in sospensione, trasferire tutto il terreno in una fiasca T25 per promuovere l'interazione e la crescita delle cellule.
8. Attenersi ai protocolli di subcoltura stabiliti per la crescita e il mantenimento continui della linea cellulare, garantendo risultati sperimentali affidabili.

## Cellule NFS-60 | 400301

**Incubation Atmosphere** 37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosfera umidificata.

**Flask Coating** Nessuno

**Freezing Procedure** Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

**Shipping Conditions** Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

**Storage Conditions** Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

## Controllo di qualità / Profilo genetico / HLA

**Sterility** La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.

Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Cellule NFS-60 | 400301

---

**Profilo STR**

M\_18-3: 16  
M\_4-2: 19,3,20,3  
M\_6-7: 11,12  
M\_3-2: 13,14  
M\_19-2: 11,12  
M\_7-1: 28,29  
M\_1-1: 10,16  
M\_8-1: 15,16  
M\_2-1: 9,16  
M\_15-3: 20,3,21,3  
M\_6-4: 15,3,18  
M\_11-2: 17,18  
M\_1-2: 17  
M\_17-2: 13,15  
M\_12-1: 16,2  
M\_5-5: 14,15  
M\_X-1: 25,27  
M\_13-1: 13,14,2  
Human D4/D8: -