

Product sheet

RPMI 1640, w: 2.0 mM
0a, w: 2.0 g/L NaHCO3 | 82070

RPMI1640 RPMI 1966 E E H

RPMI1640 HeLa Jurkat MCF-7 PC12 PBMC

RPMI1640 B12 PABA

RPMI1640 pH 5-10% CO2

-
- +2 +8
- 4 6 8

-
- +2 +8 +37
- 37
-

(mg/L)		
10.00		
L-	-L-	434.40
L-		200.00
L- _H ²⁰		56.82
L-		20.00
L-	2	65.20
L-		20.00
L-	HCl _{H2O}	20.27
L-	-L-	20.00

**RPMI 1640, w: 2.0 mM
0a**

, w: 2.0 g/L NaHCO₃ | 82070

L-	50.00
L-	50.00
L-	40.00
L-Methionine	15.00
L-Phenylalanine	15.00
L-Proline	20.00
L-Serine	30.00
L-Threonine	20.00
L-Tryptophan	5.00
L- $\frac{2Na}{2H_2O}$	28.83
L-	20.00
p-	1.00
D-	0.20
	3.00
	0.25
	1.00
	35.00
	1.00
600%0000	1.00
600%0000	0.20
600%0000	1.00

Product sheet

**RPMI 1640, w: 2.0 mM
0a**

, w: 2.0 g/L NaHCO₃ | 82070

¹² B	0.005
Ca(NO ₃) ₂ 4H ₂ O	100.00
	400.00
MgSO ₄ 7H ₂ O	100.00
NaCl	6000.00
NaHCO ₃	2000.00
Na ₂ HPO ₄	800.00
D-	2000.00
L-	1.00
	5.30