

HK-CRISPR-mEGFP-Seh1 | 300669

Description	HK-CRISPR-mEGFP-Seh1	Seh1	CRISPR/Cas9	. Seh1
		Seh1	. MEGFP	

Organism

Tissue

Disease

Age	30
------------	----

Gender

Ethnicity

Morphology

Growth properties

Citation	HK-CRISPR-mEGFP-Seh1(300669)
-----------------	-----------------------	---------

Biosafety level	1
------------------------	---

NCBI_TaxID	9606
-------------------	------

Depositor	(EMBL)
------------------	--------

GMO Status	GMO-S1: HeLa	Seh1	mEGFP	Y-	.
-------------------	--------------	------	-------	----	---

HK-CRISPR-mEGFP-Seh1 | 300669

Protein expression Seh1, mEGFP

Culture Medium DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)

Supplements 10% FBS

Dissociation Reagent

Subculturing PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25

Freeze medium (FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

- Thawing and Culturing Cells**
1. .
 2. -150°C , 3 .
 3. 37°C 40~60 .
 4. , 70% .
 5. 8ml 15ml .
 6. 300 x g 3 .
 7. 10ml . T25 , T25
 8. .

Incubation Atmosphere 37°C, 5% CO₂' .

Flask Coating

HK-CRISPR-mEGFP-Seh1 | 300669

Freezing Procedure	-78°C	.
---------------------------	-------	---

Shipping Conditions	-78°C	.
----------------------------	-------	---

Storage Conditions	-150°C	-196°C	.80°C	.
---------------------------	--------	--------	-------	---

/ / HLA

Sterility	PCR	.
------------------	-----	---