

FBS, teļa serums, izcelsme — ASV, 500 ml | 831107

Šis sterili filtrētais liellopu augļa serums (FBS), kas ievests no Amerikas Savienotajām Valstīm, nodrošina stabilu pamatu šūnu kultūru izmantošanai. Katra partija tiek pakļauta kvalitātes kontroles pārbaudēm, lai pārlicinātos par sterilitāti, kā arī pārbaudītu mikoplazmu un liellopu vīrusu klātbūtni. Turklāt katru partiju tiek bioloģiski validēta, lai apstiprinātu tās spēju veicināt CHO un HEK293 šūnu līniju augšanu. Serums ir iepakots 50 ml un 500 ml tilpumos. Pēc pieprasījuma ir pieejami konkrētajai partijai atbilstoši analīzes sertifikāti (CoA).

Produkta specifikācijas

Izskats	Dzidrs dzintara krāsas šķidrums
Uzglabāšana un derīguma termiņš	Uzglabāt temperatūrā $\leq -15\text{ °C}$. Izvairīties no atkārtotiem sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem. Ieteicams sagatavot alikvotas. Pēc atvēršanas uzglabāt 4 °C temperatūrā un izlietot 4–6 nedēļu laikā.
Piegādes nosacījumi	Sasaldēts (sausais ledus)
Atkausēšana	Visu nakti temperatūrā no $+2\text{ °C}$ līdz $+8\text{ °C}$. Viegli sakratīt, lai homogenizētu.