

FBS, teļa serums, SA izcelsme, 50 ml | 831110

Šis sterili filtrētais liellopu embriju serums (FBS), kas iegūts no Dienvidamerikas liellopiem, nodrošina stabilus šūnu kultivēšanas rezultātus. Pirms laišanas tirgū katra partija tiek pārbaudīta uz sterilitāti, mikoplazmu un liellopu vīrusiem. Turklāt katra partija tiek novērtēta, lai pārbaudītu tās spēju veicināt HEK293 un CHO šūnu augšanu. Serums ir pieejams 50 ml un 500 ml tilpumos, un pēc pieprasījuma var tikt nodrošināts konkrētajai partijai atbilstošs analīzes sertifikāts (CoA).

Produkta specifikācijas

Izskats	Dzidrs dzintara krāsas šķidrums
Uzglabāšana un derīguma termiņš	Uzglabāt temperatūrā $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Izvairīties no atkārtotiem sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem. Ieteicams sagatavot alikvotas. Pēc atvēršanas uzglabāt 4°C temperatūrā un izlietot 4–6 nedēļu laikā.
Piegādes nosacījumi	Sasaldēts (sausais ledus)
Atkausēšana	Visu nakti temperatūrā no $+2^{\circ}\text{C}$ līdz $+8^{\circ}\text{C}$. Viegli sakratīt, lai homogenizētu.