

LX-2 cellen | 305039

Algemene informatie

Description

LX-2 is een menselijke cellijn voor leverstellaat die een standaardmodel is geworden voor het bestuderen van leverfibrose. Deze cellijn is geïmmortaliseerd uit primaire menselijke leverstellaatcellen en behoudt veel van de in vivo eigenschappen die nodig zijn voor het bestuderen van de activering van stellaatcellen, de interactie met andere leverceltypen en de reactie op ontstekingsignalen. LX-2 cellen zijn vooral bekend vanwege hun nut voor onderzoek gericht op de pathogenese van leverfibrose en de evaluatie van anti-fibrotische geneesmiddelen. Ze brengen een verscheidenheid aan markers tot expressie die relevant zijn voor de stellaatcelfunctie en fibrogenese, waaronder alfa-gladde spier actine (α -SMA), gliaal fibrillair zuur proteïne (GFAP) en type I collageen.

De cellijn biedt een voordelig model vanwege het stabiele fenotype en de responsiviteit op cytokinen en groeifactoren die typisch betrokken zijn bij leverziekteprocessen. LX-2 cellen worden gebruikt om de cellulaire en moleculaire mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan leverfibrose, waaronder de rol van stellaatcellen bij de afzetting van extracellulaire matrix en de modulatie van deze processen door therapeutische middelen. Deze cellen bieden een reproduceerbare en gecontroleerde in vitro omgeving die high-throughput screening en mechanistische studies ondersteunt, waardoor ze waardevol zijn voor zowel fundamenteel onderzoek als farmaceutische ontwikkeling gericht op leverziekten.

Organism Mens

Tissue Lever

Synonyms Lieming xu-2

Kenmerken

Age Leeftijd onbepaald

Gender Mannelijk

Morphology Epitheel

Cell type Leverstellaatcellen

Growth properties Aanhangend

Regelgevende gegevens

Citation Lx-2 (Cytion catalogusnummer 305039)

Biosafety level 1

LX-2 cellen | 305039

NCBI_TaxID 9606**CellosaurusAccession** CVCL_5792**Biomoleculaire gegevens****Omgaan met****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamine, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat (Cytion artikelnummer 820300a)**Supplements** Vul het medium aan met 2% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugereren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.**Split ratio** 1:2 tot 1:4**Fluid renewal** 2 tot 3 keer per week**Freeze medium** Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedum (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

LX-2 cellen | 305039

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Controleer of de flacon bij levering diepgevroren blijft, aangezien de cellen op droog ijs worden verzonden om optimale temperaturen tijdens het transport te behouden.
2. Bewaar het cryoflesje na ontvangst onmiddellijk bij temperaturen lager dan -150 °C om de integriteit van de cellen te behouden, of ga verder met stap 3 als onmiddellijke kweek vereist is.
3. Voor onmiddellijke kweek: ontdooi de flacon snel door deze onder te dompelen in een waterbad van 37 °C met schoon water en een antimicrobieel middel, waarbij u 40-60 seconden zachtjes schudt totdat er een klein ijsklontje overblijft.
4. Voer alle volgende stappen uit onder steriele omstandigheden in een stromingskap en desinfecteer de cryoflacon met 70% ethanol voordat deze wordt geopend.
5. Open voorzichtig de gedesinfecteerde flacon en breng de celsuspensie over in een centrifugebuis van 15 ml met 8 ml kweekmedium op kamertemperatuur en meng voorzichtig.
6. Centrifugeer het mengsel gedurende 3 minuten bij 300 x g om de cellen te scheiden en gooi het supernatant met resterend vriesmedium voorzichtig weg.
7. Resuspendeer de celpellet voorzichtig in 10 ml vers kweekmedium. Verdeel voor adherente cellen de suspensie over twee T25-kweekkolven; breng voor suspensiekweken al het medium over in één T25-kweekkolf om effectieve celinteractie en -groei te bevorderen.
8. Houd u aan de vastgestelde subcultuurprotocollen voor continue groei en onderhoud van de cellijn, om betrouwbare experimentele resultaten te garanderen.

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO_2 , bevochtigde atmosfeer.

Flask Coating

Geen

**Freezing
Procedure**

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

**Shipping
Conditions**

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

LX-2 cellen | 305039

**Storage
Conditions**

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Kwaliteitscontrole / Genetisch profiel / HLA

Sterility

Mycoplasma-verontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasma-detectiemethoden.

Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.