

FBS, føtalt okseserum, fra USA, 500 ml | 831107

Dette sterilt filtrerte føtale bovint serum (FBS), som stammer fra USA, gir et jevnt og pålitelig grunnlag for cellekulturformål. Hvert parti gjennomgår kvalitetskontroll for å sikre sterilisering og fravær av mykoplasma og bovine virus. I tillegg blir hvert parti biologisk validert for å bekrefte at det kan støtte veksten av CHO- og HEK293-cellelinjer. Serumet leveres i beholdere på 50 ml og 500 ml. Partispesifikke analysesertifikater (CoA) er tilgjengelige på forespørsel.

Produktspesifikasjoner

Utseende	Klar, ravfarget væske
Oppbevaring og holdbarhet	Oppbevares ved $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Unngå gjentatte fryse-tine-sykluser. Det anbefales å forberede alikvoter. Etter åpning skal produktet oppbevares ved 4°C og brukes innen 4–6 uker.
Fraktbetingelser	Frosset (tørris)
Tining	Over natten ved $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$. Rist forsiktig for å homogenisere.