

FBS, føtalt okserum, SA-opprinnelse, 500 ml | 831109

Dette sterilt filtrerte føtale okseserumet (FBS), som stammer fra søramerikanske kvegkilder, sikrer jevn ytelse i cellekulturer. Før utlevering testes hvert parti for sterilitet, mykoplasma og kvegvirus. Videre blir hvert parti vurdert for å bekrefte dets evne til å støtte veksten av HEK293- og CHO-celler. Serumet er tilgjengelig i volumene 50 ml og 500 ml, og et partispesifikt analysesertifikat (CoA) kan leveres på forespørsel.

Produktspesifikasjoner

Utseende	Klar, ravfarget væske
Oppbevaring og holdbarhet	Oppbevares ved $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Unngå gjentatte fryse-tine-sykluser. Det anbefales å forberede alikvoter. Etter åpning oppbevares ved 4°C og brukes innen 4–6 uker.
Fraktbetingelser	Frosset (tørris)
Tining	Over natten ved $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$. Rist forsiktig for å homogenisere.