

FBS, surowica płodowa bydlęca, pochodzenia SA, 500 ml | 831109

To sterylnie filtrowane surowice płodowe bydlęce (FBS), pozyskiwane z bydła z Ameryki Południowej, zapewniają stałą wydajność hodowli komórkowych. Przed dopuszczeniem do obrotu każda partia jest badana pod kątem sterylności, obecności mykoplazm oraz wirusów bydlęcych. Ponadto każda partia jest poddawana ocenie w celu zweryfikowania jej zdolności do wspierania wzrostu komórek HEK293 i CHO. Surowica jest dostępna w opakowaniach o pojemności 50 ml i 500 ml, a na życzenie klienta można dostarczyć certyfikat analizy (CoA) dla danej partii.

Specyfikacja produktu

Wygląd	Przezroczysta ciemnożółta ciecz
Przechowywanie i okres przydatności	Przechowywać w temperaturze $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania. Zaleca się przygotowanie porcji. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i zużyć w ciągu 4–6 tygodni.
Warunki transportu	Zamrożony (suchy lód)
Rozmrażanie	Przez noc w temperaturze od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Delikatnie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej konsystencji.