

FBS, surowica płodowa bydlęca, pochodzenie: USA, 50 ml
| 831108

To sterylnie filtrowane surowice płodowe bydlęce (FBS), pozyskiwane ze Stanów Zjednoczonych, stanowią niezawodną podstawę do zastosowań w hodowli komórkowej. Każda partia poddawana jest kontroli jakości pod kątem sterylności, obecności mykoplazm oraz wirusów bydlęcych. Ponadto każda partia jest poddawana walidacji biologicznej w celu potwierdzenia jej zdolności do wspierania wzrostu linii komórkowych CHO i HEK293. Surowica jest pakowana w opakowaniach o pojemności 50 ml i 500 ml. Certyfikaty analizy (CoA) dla poszczególnych partii są dostępne na żądanie.

Specyfikacja produktu

Wygląd	Przezroczysty płyn o bursztynowej barwie
Przechowywanie i okres przydatności	Przechowywać w temperaturze $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania. Zaleca się przygotowanie alikwotów. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i zużyć w ciągu 4–6 tygodni.
Warunki transportu	Zamrożony (suchy lód)
Rozmrażanie	Przez noc w temperaturze od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Delikatnie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej konsystencji.