

FBS, surowica płodowa bydlęca, pochodzenia SA, 50 ml | 831110

To sterylnie filtrowane surowice płodowe bydlęce (FBS), pozyskiwane z bydląt z Ameryki Południowej, zapewniają stałą wydajność hodowli komórkowych. Przed dopuszczeniem do obrotu każda partia jest badana pod kątem sterylności, obecności mykoplazm oraz wirusów bydlęcych. Ponadto każda partia jest oceniana pod kątem zdolności do wspomagania wzrostu komórek HEK293 i CHO. Surowica jest dostępna w opakowaniach o pojemności 50 ml i 500 ml, a na życzenie klienta można dostarczyć certyfikat analizy (CoA) dla danej partii.

Specyfikacja produktu

Wygląd	Przezroczysty płyn o bursztynowej barwie
Przechowywanie i okres przydatności	Przechowywać w temperaturze $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania. Zaleca się przygotowanie porcji. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i zużyć w ciągu 4–6 tygodni.
Warunki transportu	Zamrożony (suchy lód)
Rozmrażanie	Przez noc w temperaturze od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Delikatnie wstrząsnąć w celu homogenizacji.