

FBS, Soro Fetal Bovino, de origem SA, 500 ml | 831109

Proveniente de fontes bovinas da América do Sul, este soro fetal bovino (FBS) filtrado de forma estéril proporciona um desempenho consistente na cultura celular. Antes da sua comercialização, cada lote é testado quanto à esterilidade, à presença de micoplasmas e de vírus bovinos. Além disso, cada lote é avaliado para verificar a sua capacidade de suportar o crescimento de células HEK293 e CHO. O soro está disponível em volumes de 50 mL e 500 mL, podendo ser fornecido, mediante pedido, um Certificado de Análise (CoA) específico para cada lote.

Especificações do produto

Aspecto	Líquido âmbar transparente
Armazenamento e prazo de validade	Armazenar a uma temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelamento e descongelamento. Recomenda-se a preparação de alíquotas. Após a abertura, armazenar a 4°C e utilizar no prazo de 4 a 6 semanas.
Condições de envio	Congelado (gelo seco)
Descongelação	Durante a noite, a uma temperatura entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$. Agitar suavemente para homogeneizar.