

FBS, Soro Fetal Bovino, de origem norte-americana, 50 mL | 831108

Proveniente dos Estados Unidos, este soro fetal bovino (FBS) filtrado esterilizado proporciona uma base consistente para aplicações em cultura celular. Cada lote é submetido a um controle de qualidade para verificar a esterilidade, a ausência de micoplasmas e de vírus bovinos. Além disso, cada lote é validado biologicamente para confirmar a sua capacidade de suportar o crescimento das linhas celulares CHO e HEK293. O soro é embalado em volumes de 50 mL e 500 mL. Estão disponíveis, mediante pedido, Certificados de Análise (CoA) específicos para cada lote.

Especificações do produto

Aspecto	Líquido âmbar límpido
Armazenamento e prazo de validade	Armazenar a uma temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelamento e descongelamento. Recomenda-se a preparação de alíquotas. Após a abertura, armazenar a 4°C e utilizar no prazo de 4 a 6 semanas.
Condições de envio	Congelado (gelo seco)
Descongelação	Durante a noite, a uma temperatura entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$. Agitar suavemente para homogeneizar.