

FBS, Soro Fetal Bovino, de origem SA, 50 ml | 831110

Proveniente de fontes bovinas da América do Sul, este soro fetal bovino (FBS) filtrado de forma estéril proporciona um desempenho consistente na cultura celular. Antes do lançamento, cada lote é testado quanto à esterilidade, à presença de micoplasmas e de vírus bovinos. Além disso, cada lote é avaliado para verificar a sua capacidade de suportar o crescimento de células HEK293 e CHO. O soro está disponível em volumes de 50 mL e 500 mL, podendo ser fornecido, mediante pedido, um Certificado de Análise (CoA) específico para cada lote.

Especificações do produto

Aspecto	Líquido âmbar límpido
Armazenamento e prazo de validade	Armazenar a uma temperatura $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitar ciclos repetidos de congelamento e descongelamento. Recomenda-se a preparação de alíquotas. Uma vez aberto, armazenar a 4°C e utilizar no prazo de 4 a 6 semanas.
Condições de envio	Congelado (gelo seco)
Descongelação	Durante a noite, a uma temperatura entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$. Agitar suavemente para homogeneizar.